

Estimulador analgésico y muscular digital

Tens

> Descripción del producto

Dispositivo médico para estimulación nerviosa mediante impulsos eléctricos de determinadas zonas de cuerpo, para realizar el tratamiento y conseguir alivio sintomático del dolor crónico y agudo, y para estimular el tono muscular y/o recuperar el músculo.



> Características del producto

El aparato TENS TN-23 de canales independientes y aislados entre sí, es un dispositivo que ofrece 12 programas predefinidos de funcionamiento secuencial (modulado + burst + constante) para las aplicaciones analgésicas más frecuentes y 8 programas manuales de analgesia para facilitar la programación profesional. Los nombres de los programas predefinidos (cervicalgia, tortícolis, ciática, lumbalgia, epicondilitis, artritis, gonalgia, hombro, espalda, coxalgia, menstrual, neuralgia) aparecerán en la pantalla conforme se seleccione el programa.

Dispone de sistema de bloqueo y apagado automático, así como de programador de tiempo y contador de tiempo acumulado de aplicación de tratamiento.

El estuche contiene 1 estimulador, 2 cables bipolares, 4 electrodos TENS, 2 pilas alcalinas y manual de instrucciones.

> Especificaciones técnicas

> Características técnicas

- Formas de onda: Simétrica bifásica rectangular
Asimétrica bifásica rectangular
Monofásica rectangular
- Corriente: Variable de 0-130mA de pico (carga de 500Ω por canal)
- Frecuencias: Ajustable de 1 a 150Hz
- Anchura de onda: Ajustable de 50 µs a 400 µs
- Medidas estuche: 15,5 x 9,4 x 5,8 cm
- Medidas aparato: 10 x 6 x 3 cm

> Presentación

Referencia	Presentación
TN-23	1 unidad en estuche y caja individuales

> Instrucciones de uso

- Leer detenidamente las instrucciones de uso incluidas en el estuche.
- No aplicar los electrodos a ambos lados de la cabeza, ni sobre la zona del cuello, senos carótidas, ni globo ocular.
- No utilizar en pacientes con marcapasos ni enfermedades cardíacas graves.
- No aplicar para aliviar un dolor del que no se haya diagnosticado su origen previamente.
- No aplicar durante el primer trimestre de embarazo sin haber consultado al médico.
- No aplicar durante la conducción de un vehículo o maquinaria.
- El aparato es ineficaz en el dolor de origen central, como migrañas.
- Mantener el equipo fuera del alcance de los niños.
- Para más precauciones, reacciones adversas y advertencias, consultar el IFU.

Fecha: 11/06/2024

Nº Especificación: ETP-402-00

> Información reglamentaria

- Directiva 93/42/CEE. Dispositivo médico clase IIa.
- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2).