

gli elettrodi se la busta è aperta o danneggiata prima dell'uso. Usare elettrodi solo in combinazione con cavi per paziente, adattatori e dispositivi di monitoraggio dell'ECG approvati. Non consentire mai il contatto con una sorgente elettrica esterna. In caso di utilizzo per un periodo prolungato, verificare l'aderenza sicura e l'assenza di reazioni cutanee. Non è possibile riposizionare gli elettrodi. Qualora non aderiscano più saldamente alla pelle, gli elettrodi autoadesivi devono essere sostituiti. Durante gli interventi chirurgici gli elettrodi devono essere posizionati il più lontano possibile dall'area elettrochirurgica per ridurre al minimo le correnti RF e le ustioni indesiderate nel paziente.Contiene metallo. Non utilizzare per la Risonanza Magnetica (RM). La presenza di apparecchiature elettroniche collegate a una rete nelle vicinanze può causare interferenze con il segnale dell'ECG. Eventuali eventi avversi correlati all'uso di elettrodi di superficie includono reazioni cutanee come ustioni, arrossamenti, prurito e piccole vesciche. Per ridurre al minimo il rischio di irritazione cutanea quando si sostituisce l'elettrodo, scegliere una diversa area di applicazione.

DURATA DI UTILIZZO

Gli elettrodi ECG possono essere usati sui pazienti per al massimo 24 ore.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale al riparo dagli agenti atmosferici ed entro le temperature indicate. Una volta aperta la busta, usare subito gli elettrodi.

AVVISO DI GARANZIA

TELC, S.A.U. garantisce che il prodotto è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 sui Dispositivi Medici ed è stato realizzato seguendo le procedure del sistema di gestione per la qualità di TELC, S.A.U. certificato ISO 13485. TELC, S.A.U. declina ogni responsabilità relativamente a qualsiasi spesa medica e danno diretto o indiretto dovuti al mancato funzionamento o al non corretto funzionamento dei prodotti se non utilizzati in ottemperanza alle istruzioni per l'uso. Si raccomanda di informare tempestivamente il Reparto Garanzia di Qualità di TELC S.A.U. in caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento o al difetto del prodotto. In caso di incidente grave relativo al prodotto, inviare immediatamente una segnalazione a TELC, S.A.U. (incidents@telic.es) e/o all'auritorà competente dello Stato membro in cui l'incidente ha avuto luogo.

PT. ELÉCTRODO NEONATAL ECG Ag/AgCl

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

O eletrodo é aplicado na superfície do corpo para transmitir o sinal elétrico na superfície do corpo para um dispositivo de registo e monitoramento que produz um electrocardiograma ou vectorcardiograma.

ÁREA DE APLICAÇÃO/CONTRAINDICAÇÕES

Para utilização em deteção passiva de sinais bioeléctricos da pele intacta.

APLICAÇÃO

- Abra a bolsa seguindo a linha indicada.
- Determine os pontos de aplicação. Verifique se a pele está livre de óleos, cremes, líquidos, sujidade ou outros materiais que dificultem o bom contacto eléctrico.
- Se necessário, limpe a pele com um material de preparação adequado. Antes de aplicar os eléctrodos, certifique-se sempre de que o local da aplicação está seco.①
- Retire o eletrodo da película protetora sem puxar o cabo. ②
- Coloque os eléctrodos sobre a pele. Se necessário, alise a superfície de revestimento com os dedos.③
- Ligue os cabos aos conectores correspondentes. ④
- Ligue o equipamento e efectue o ECG. ⑤
- Após a verificação, retire cuidadosamente o eléctrodo da pele. ⑥
- Se necessário, remova os resíduos de gel com um toalhete de papel ou água.

ELIMINAÇÃO

Deve eliminar-se o produto de acordo com os protocolos regulamentares para resíduos contaminados, de acordo com os regulamentos em vigor. Após retirar os eléctrodos, deve eliminar-se imediatamente o revestimento plástico no recipiente de resíduo destinado. Embalagem para reciclagem.

AVISOS

Os eléctrodos de ECG só devem ser utilizados por ou sob aconselhamento de um profissional de cuidados de saúde, familiarizado com a sua colocação e utilização adequadas. Quaisquer reacções alérgicas ou outras reacções da pele devem ser imediatamente avaliadas por um médico. Para utilização exclusiva em pele intacta e limpa (não utilize em feridas abertas, lesões, áreas infectadas ou inflamadas). O produto não é destinado a utilização interna. Em caso de ingestão accidental do eletrodo, consulte imediatamente um médico. Apenas para utilização única. A reutilização em diferentes doentes pode causar infeção cruzada. Não ponha de molho, enxague ou esterilize este dispositivo, uma vez que estes procedimentos podem deixar resíduos prejudiciais ou provocar mau funcionamento do dispositivo. A conceção do produto e os materiais não são compatíveis com os procedimentos de limpeza e esterilização convencionais. Os eléctrodos têm de ser retirados cuidadosamente da bolsa para evitar quaisquer ferimentos nos dedos, uma vez que a tampa plástica é de corte fino. Retirar os eléctrodos sem cuidado pode causar danos na pele. Caso seja difícil retirar os eléctrodos, utilize água para dissolver a cola. Não utilize o produto se o gel estiver seco ou descolorido. Não remova os eléctrodos puxando pelos fios das derivações.

PRECAUÇÕES

Não abra a embalagem até momentos antes da utilização. Não utilize os eléctrodos se a bolsa estiver aberta ou danificada antes da utilização. Utilize os eléctrodos apenas em combinação com cabos do paciente, adaptadores e dispositivos de monitorização de ECG aprovados. Nunca permita o contacto com uma fonte eléctrica externa. No caso de utilização durante um período prolongado, verifique se existe uma aderência segura e se não existe reacção da pele. Os eléctrodos não podem ser reposicionados. Os eléctrodos autoadesivos devem ser substituídos quando deixarem de aderir firmemente à pele. Durante intervenções úrgicas, os eléctrodos devem ser colocados o mais afastados possível da área electrochúrgica para minimizar o fluxo de corrente de radiofrequência e queimaduras no paciente. Contém metal. Não utilize em Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM). A presença de equipamentos electrónicos ligados a uma rede próxima pode causar interferência no sinal de ECG. Potenciais eventos adversos relacionados com a utilização dos eléctrodos de superfície são reacções cutâneas tais como queimaduras, vermelhidão, prurido e pequenas bolhas. Para minimizar o risco de irritação cutânea ao substituir o eléctrodo, opte por uma área de aplicação nova.

DURAÇÃO DA UTILIZAÇÃO

Os eléctrodos ECG podem utilizar-se nos pacientes até 24 horas.

ARMAZENAMENTO

Armazene na embalagem original protegida do tempo e dentro das temperaturas indicadas. Utilize os eléctrodos imediatamente após a abertura da bolsa.

AVISO DE GARANTIA

A TELC, S.A.U. garante que o produto cumpre o Regulamento (UE) 2017/745 de Produtos Sanitários e foi fabricado seguindo os procedimentos do sistema de gestão de qualidade da TELC, S.A.U. certificado sob a norma ISO 13485. A TELC, S.A.U. declina qualquer responsabilidade relativa a todos os custos médicos e danos diretos ou indiretos devidos à falta de funcionamento ou ao funcionamento incorreto dos produtos quando se utilizem sem respeitar as instruções de utilização. Recomendamos que informe o Departamento de Garantia da Qualidade da TELC, S.A.U. em

tempo útil relativamente a qualquer problema de funcionamento ou defeito do produto. No caso de um incidente grave relacionado com o produto, deve ser imediatamente comunicado à TELC, S.A.U. (incidents@telic.es) e/ou à autoridade competente do Estado-Membro no qual ocorreu o incidente.

CZ. ELEKTRODY EKG Ag/AgCl

NÁVOD K POUŽITÍ

ÚČEL POUŽITÍ

Elektroda je aplikována na povrch těla pro přenos elektrického signálu a záznam na povrchníci citla do uzardžena rejestrujícíceho a monitorujícíce, ktere vytvára elektrokardiogram lub kardiogram vektorovoy.

OBLAST APLIKACE / KONTRAINDIKACE

Určeno k použití pro pasivní snímání bioelektrických signálů z povrchu neporušené kůže.

APLIKACE

- Otevřete pouzdro podél vyznačené linie.
- Určete místa aplikace. Zkontrolujte, že na kůži nejsou žádné oleje, krémy, tekutiny, spína ani jiné materiály, které brání dobrému elektrickému kontaktu.
- V případě potřeby očistěte kůži vhodným materiálem. Vždy se před aplikací elektrod ujistěte, že je místo aplikace suché.①
- Vyměňte elektrodu z ochranné folie, aniž byste zatahali za kabel. ②
- Umístěte elektrody na kůži. Začni povrch v případě potřeby vyhladte pomocí prstů. ③
- Zapojte kabely do odpovídajících h konektorů. ④
- Zapněte zařízení a proveďte postup vyšetření EKG. ⑤
- Až bude test dokončen, opatrně elektrody sejměte z kůže. ⑥
- V případě potřeby odstraňte zbytek gelu papírovým ubrouskem nebo vodou.

LIVKIVADÉ

Výrobek musí být zlikvidován podle nemocničních protokolů pro kontaminovaný odpad, v souladu s platnými předpisy. Plastové kryty by mělo být po odstranění z elektrod ihned vhozeno do příslušného koše pro likvidaci. Obal recyklujte.

VAROVÁNÍ

Elektrody EKG by měly být používány pouze zdravotníkem se zkušenostmi s jejich správným umístěním a používáním nebo po konzultaci s ním. Jakékoli alergické nebo jiné kožní reakce by měly být ihned zkontrolovány lékařem. Určeno k použití pouze na neporušenou a čistou kůži (nepoužívejte na otevřené rány, léze, infikované nebo zraněné oblasti). Tento výrobek není určen k vnitřnímu použití. V případě spolknutí elektrody ihned vyhledejte lékaře. Pouze k jednorázovému použití. Opětovné používání u jiných pacientů může vést k přenosu infekce. Tento výrobek nenamačítejte, neomyjte ani nesterilizujte, jelikož by takové postupy mohly zanechat nebezpečné zbytky nebo způsobit poruchu výrobku. Návrh a konstrukce výrobku nejsou kompatibilní s běžnými čistícími a sterilizačními metodami. Plastové kryty je ostré, elektrody proto musí být z pouzdra vyjmuty opatrně, aby se předešlo jakýmkoli zraněním prstů.

Elektrody musí být odstraňovány opatrně, aby se předešlo jakýmkoli zraněním pacienta. Pokud máte s odstraňováním elektrod potíže, uvolněte lepicí materiál vodou. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je gel vyschlý nebo zabarvený. Neodstraňujte elektrody tahem za svodový drát.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Balení otevřeteje bezprostředně před použitím. Nepoužívejte elektrody, pokud je pouzdro před použitím již otevřené nebo poškozené. Používejte elektrody pouze v kombinaci se schválenými patientskými kabely, adaptéry a monitorovacími zařízeními EKG. Nikdy nedovolte kontakt s vnějším elektrickým zdrojem. Při delší době používání zkontrolujte, jestli elektrody dobře drží a jestli není přítomná kožní reakce. Nelze měnit polohu elektrod. Samolepicí elektrody je třeba vyměnit, pokud již pevně neuplývají na pokožce. Během chirurgických výkonů by měly být elektrody umístěny co nejdále od oblastí používání elektrochirurgických nástrojů, aby se minimalizovaly nechtěné elektrické proudy a popáleniny na pacientovi. Obsahuje kov. Nepoužívejte při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Přítomnost elektronického vybavení připojeného k nedaleké síti může způsobit rušení signálu EKG. Možné nežádoucí příchody v souvislosti s použitím povrchových elektrod jsou kožní reakce, jako pálení kůže, zčervenání kůže, svědění kůže a drobné puchýřky. Pro omezení rizika podráždění kůže při výměně elektrody najděte nové místo pro aplikaci.

DĚLKA POUŽITÍ

Elektrody EKG lze používat u pacienta po dobu až 24 hodin.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v originálním obalu mimo dosah vnějších vlivů a při ustálené teplotě.

Po otevření pouzdra elektrody neprodleně použijte.

ZÁRUKA – OZNÁMENÍ

Společnost TELC, S.A.U. zaručuje, že výrobek je v souladu s nařízením (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a byl vyroben podle postupů systému kontroly kvality společnosti TELC, S.A.U certifikovaných podle normy ISO 13485. Výrobce není zodpovědný za náklady na zdravotní péči, přímou nebo nepřímou škodu z důvodu chybějící funkce nebo poruchy výrobku, které nebyly používány v souladu s návodem použití. Doporučujeme ohlásit jakékoli poruchy nebo závady výrobku službě zákaznických kvality společnosti TELC, S.A.U. V případě vážnějších obav souvisejících s tímto prostředkem tuto neohodu obratem oznamte společnosti TELC, S.A. (incidents@telic.es) a/ nebo příslušnému orgánu členského státu, na jehož území k nehodě došlo.

DE. EKGELEKTRODEN Ag/AgCl FÜR NEUGEBORENE

GERBAUCHANLEITUNG

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Elektrode wird auf der Körperoberfläche angebracht, um das an der Körperoberfläche erfasste elektrische Signal an ein Aufzeichnungsggerät zu übertragen das ein Elektrokardiogramm oder Vektorkardiogram erstellt.

ANWENDUNGSBEREICH / KONTRAINDIKATIONEN

Zur Verwendung bei der passiven Erfassung von bioelektrischen Signalen über die intakte Haut.

ANWENDUNG

- Öffnen Sie den Beutel entlang der gekennzeichneten Linie.
- Legen Sie die Anbringungsstellen fest. Kontrollieren Sie, dass die Haut frei von Ölen, Cremes, Flüssigkeiten, Schmutz oder anderen Materialien ist, die den elektrischen Kontakt behindern könnten.
- Falls erforderlich, reinigen Sie die Haut mit einem geeigneten Präparationsmaterial. Stellen Sie stets sicher, dass die Anbringungsstelle vor dem Anbringen der Elektroden trocken ist. ①
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Elektrode ab, ohne dabei am Kabel zu ziehen. ②
- Platzieren Sie die Elektroden auf der Haut. Glätten Sie die Trägeroberfläche bei Bedarf mit den Fingern. ③
- Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Anschlüsse an. ④
- Schalten Sie das Gerät ein und führen Sie das EKG durch. ⑤
- Entfernen Sie die Elektrode vorsichtig von der Haut. ⑥
- Entfernen Sie Gelreste, falls erforderlich, mit einem Papiertuch oder Wasser.

ENTSORGUNG

Das Produkt muss gemäß den Krankenhaussvorschriften für kontaminierten Abfall und in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften entsorgt werden. Die Kunststoff-Schutzfolie nach dem Ablösen von den Elektroden sofort über den dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen. Verpackung recyceln.

WARNHINWEISE

EKGElektroden sollten nur von oder in Absprache mit einer medizinischen Fachkraft verwendet werden, die mit ihrer richtigen Platzierung und Verwendung vertraut ist. Allergische oder andere Hautreaktionen sollten sofort von einem Arzt beurteilt werden. Nur auf intakter, sauberer Haut verwenden (nicht auf offenen Wunden, Läsionen, infizierten oder entzündeten Bereichen verwenden). Das Produkt ist nicht zur innerlichen Anwendung bestimmt. Bei versehentlichem Verschlucken der Elektrode sofort einen Arzt konsultieren.Die Kunststoffschutzzolie nach dem Ablösen von den Elektroden sofort über den dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen.

Nur zum Einmalgebrauch. Die Anwendung bei anderen Patienten kann eine Kreuzinfektion verursachen. Dieses Produkt darf nicht eingeweicht, gespült oder sterilisiert werden, da diese Verfahren schädliche Rückstände hinterlassen oder eine Fehlfunktion des Produkts verursachen können. Die verwendete Ausführung und Materialien sind nicht mit herkömmlichen Reinigungs- und Sterilisationsverfahren kompatibel. Die Elektroden müssen schonend aus dem Beutel entnommen werden, um Verletzungen der Finger zu vermeiden, da die Plastikhülle scharfkantig ist. Eine unvorsichtige Entnahme der Elektrode kann zu Hautschäden führen. Sollte sich die Elektrode nur schwer entnehmen lassen, den Klebstoff mit Wasser auflösen. Nicht verwenden, wenn das Gel trocken oder verfärbt ist. Elektroden nicht durch Ziehen an den Ableitungen entfernen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Öffnen Sie die Verpackung erst unmittelbar vor Gebrauch. Verwenden Sie die Elektroden nicht, wenn der Beutel beschädigt ist. Verwenden Sie Elektroden nur in Kombination mit zugelassenen Patientenkabeln, Adaptern und EKÜÜberwachungsgeräten. Lassen Sie niemals den Kontakt mit einer externen elektrischen Quelle zu. Bei längerem Gebrauch täglich auf sichere Haftung und das Ausbleiben von Hautreaktionen prüfen. Die Elektroden dürfen nicht unpositioniert werden. Selbstklebende Elektroden ersetzen, wenn sie nicht mehr fest auf der Haut haften. Bei chirurgischen Eingriffen sollten die Elektroden so weit wie möglich vom elektrochirurgischen Bereich

AR. تخطيط كهربيية القلب "ECG" للقلب الكهريائي لحديثي الولادة فضة/كلوريد الفضة

تعليمات الاستعمال

الاستخدام المقصود

يستخدم الألكترود على السطح الخارجى للجسم لتوصيل الإشارات الكهربية من السطح الخارجى للجسم إلى أجهزة التسجيل وشاشات الملاحظة وذلك لعمل تخطيط القلب الكهريى أو قناتل إشارات القلب.

مجالات الاستعمال / موانع الاستعمال

- للاستخدام فى الاستعمال السلبى المريح للإشارات الحيوية الكهروانية من الجلد السليم.

الاستعمال

- افتح الجراب الحافظ على طول الخط المشار إليه.

- حدد نقاط الاستخدام. تأكد من أن الجلد خال من الدهون والكريمات والموائل والأوساخ والمواد الأخرى التى تمنع توصيل الكهرياء بشكل جيد.

- إذا لزم الأمر، نغف الجلد بمادة تحضورية مناسبة. تأكد دائما من أن موضع الاستعمال جافٌ قبل استعمال الأقطاب الكهريائية. ①
- أزل الألكترود من الغشاء الواقى، بدون سحب الكابل. ②
- ضع الأقطاب الكهريائية فوق البشرة. قم بتنعيم سطح الدعم الخلفى للأصابع عند الضرورة. ③
- قم بتوصيل الكابلات بالموصلات المتطابقة. ④
- ابدأ تشغيل الجهاز وأنجز اجراءات تخطيط القلب الكهريانى. ⑤
- بعد الاختبار، أزل الألكترود برقق من الجلد. ⑥
- قم بإزالة بقايا الجل، إذا لزم الأمر، باستخدام منشفة ورقية أو ماء.

التخلص

يجب التخلص من المنتج وفقا لبروتوكولات المستشفى الخاصة بالفضائيات الملوثة، وفقا للوائح المعمول بها. يجب التخلص فوراً من البطانة البلاستيكية في صندوق الفضائيات المخصص للمنتجات التيتيمم التخلص منها بعد ازالتهما من الأقطاب الكهريائية.

إعادة تدوير التغليف.

التحذيرات

يجب عدم استخدام أقطاب تخطيط كهربية القلب " ECG " إلا من قبل أو بعد استشارة الكهلىانى الرعية الصحية، والذي يكون على دراية بوضعها وطريقة استخدامها بشكل صحيح. يجب تقييم أي تفاعلات حساسية أو جلدية أخرى على الفور بواسطة الطبيب.هذا المنتج مخصص للاستخدام فقط على بشرة سليمة ونظيفة (لا تستخدمه على الجروح المفتوحة والاصابات الحية والنخاض المصابة أو المتقيحة).

هذا المنتج غير المصمم للاستخدام الداخلي. في حالة ابتلاع القلب الكهريائيدون قصد، استشر الطبيب فوراً. يجب التخلص فوراً من الغطاء البلاستيكي. في صندوق الفضائيات المخصص للمنتجات التي يتم التخلص منها بعد ازالتهما البلاستيكية الكهريائية. لا تستخدم مرة واحدة فقط. قد يسبب استخدامه مع مرضى الحساسية إلى حدوث عدوى. لا تنقع أو تشطف أو تعقم هذا الجهاز، لأن هذه الاجراءات قد تترك بقايا ضارة أو تسبب خلا في الجهاز. لا يتوافق تصميم المنتج و المواد المستخدمة مع اجراءات التنظيف والتعقيم التقليدية. يمكن استعادة الأقطاب الكهريائية برقق من الجراب لمنع حدوث أي إصابة في الأصابع لأنه سهل قطع الغطاء البلاستيكي.

قد تسبب طريقة الإزالة الخاطئة للأقطاب إلى إلحاق الضرر بالجلد. في حالة صعوبة إزالة القلب الكهريانى، استخدم الماء لإذابة المادة اللاصقة. لا تستخدم المنتج إذا كان الجل جافاً أو مشوه اللون. لا تزيل الأقطاب من خلال شد سلك الأقطاب.

الملاحظات

لا تفتح العبوة إلا قبل الاستخدام مباشرة.لا تستخدم الأقطاب الكهريائية إذا كان الجراب الحافظ نائفا.

استخدم الأقطاب الكهريائية في تركيبة فقط.

مع كابات المريض والمحوالات وأجهزة مراقبة مخطط كهربية القلب المعتمدة. بمصدر كهريائي خارجي.

في حال الاستخدام خلال فترة طويلة تحقق تقيق مويماً من الاتساق الأسن

وعدم وجود رد فعل جلدي. لا يمكن تغيير موضع الأقطاب الكهريائية.

ينبغي استبدال الأقطاب ذاتية اللصق إذا لم تعد تلصق جيداً بالجلد. أثناء العمليات الجراحية، يجب وضع الأقطاب الكهريائية قير الإمكان بالقرب من المنطقة الكهريائية الجراحية لتقليل تداخل تيار RF غير المرغوب فيه والحروق إلى الحد الأدنى. تحتوي على معادن. لا تستخدم التصوير بالأشعة المقطعية (MRI). قد تسبب وجود أجهزة الكهرونية متصلة بشبكة قريبة في التداخل مع إشارة تخطيط كهربية القلب "ECG". الأحداث الضائرة المحتملة المتعلقة باستخدام الأقطاب السطحية هي التفاعلات الجلدية مثل حروق الجلد واحمرار الجلد وحكة الجلد والتهثر. السجدة لتقليل خطر تهيج الجلد عند إعادة تثبيت القلب، ضع القطب في موضع جديد.

مدة الاستخدام

















يمكن استخدام أقطاب تخطيط كهربية القلب "ECG" مع المرضى لمدة تصل إلى 24 ساعة.

التخزين

حزن المنتج في عبوة أصلية محمية من الظروف الجوية وضمن درجات الحرارة المحددة. استخدم الأقطاب الكهريائية بسرعة فور فتح الجراب الحافظ.

إشعار الضمان

تضمن شركة TELC, S.A.U. أن المنتج يتوافق مع الالاحة الأوروبية (745/2017) بشأن المنتجات الصحية وقد تم تصنيحه وفقاً لإجراءات نظام إدارة الجودة في شركة TELC, S.A.U. .الحاصلة على شهادة ISO 13485. تخلى شركة TELC, S.A.U. عن أي مسؤولية فيما يتعلق بجميع التكاليف الطبية والاضرار المباشرة أو غير المباشرة بسبب خطأ التشغيل أو التشغيل غير الصحيح للمنتجات عند استخدامها دون احترام تعليمات الاستخدام. نوصي بالإبلاغ في الوقت المناسب عن أي مشكلة تشغيل أو عيب في المنتج إلى قسم ضمان الجودة في TELC, S.A.U. (incidents@telic.es) . في حالة وقوع حادث خطير متعلق بالمنتج، يجب إبلاغ شركة TELC, S.A.U. (البريد الإلكتروني المُشار إليه) على الفور وإ/أو إلى السلطة المختصة في الدولة الفضا التي وقع الحادث.

								
رغوة • Espuma • Foam • Mousse • Schiuma • Espuma • Pěna • Schaumstoff								
Espuma • Foam • Mousse • Schiuma • Espuma • Pěna • Schaumstoff			KFS-140 Ø 25 mm			KFS-150 Ø 25 mm		
P-40/80-N Ø 30 mm			Blanco / White / Blanc / Bianco / Weiß / Branco / Wit					
							رغوة • Espuma • Foam • Mousse • Schiuma • Espuma • Pěna • Schaumstoff	
EKF-22 KT							22 x 22 mm	