

Funda para mango de lámpara de quirófano.

BLAYCO

> Descripción del producto

La cubierta para el mango de la lámpara quirúrgica está diseñada para evitar que el cirujano entre en contacto intencional o accidentalmente con el mango de la lámpara durante un procedimiento quirúrgico.



> Características del producto

- Previene el contacto directo del cirujano con el mango de la lámpara durante el procedimiento quirúrgico.
- Compatibles con todos los modelos de lámpara quirúrgica que posean un mango de diámetro entre 20mm y 40mm.
- Libre de látex.

> Especificaciones técnicas

> Materiales

- Discos de sujeción:
Homopolímero de polietileno. (LDPE)
- Bolsa:
Polietileno.
- Envase:
 - Bolsa interior de PE microperforada
 - Celulosa grado médico
 - Film Poliamida/Polipropileno

> Principales propiedades dimensionales

- Diámetro exterior del disco: 11,8 cm
- Dimensiones bolsa:
 - LHC-01: 9,5 x 12 cm
 - LHC-03: 9,5 x 15cm
- Diámetros de mango de lámpara aceptados: 20 – 40 mm

> Esterilización y caducidad

- Producto estéril por óxido de etileno.
- Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

> Conservación y mantenimiento

- Manténgase protegido de la luz solar directa/intemperie.
- Mantener en un lugar seco.
- Producto de un solo uso. No precisa mantenimiento.

> Presentación

Ref.	Código	Presentación
LHC-01	TCF0A	Bolsa unitaria. Caja de servicio de 100 unidades.
LHC-03	TCF0C	Bolsa unitaria. Caja de servicio de 100 unidades.

Fecha: Febrero 2023

Nº Especificación: ETP/250/14

> Información reglamentaria

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple el **Reglamento (UE) 2017/745** y que ha sido fabricado según las normativas del Sistema de Calidad certificado como **ISO 13485**.

Este producto se clasifica como:

- Producto de **Clase I estéril** según el Anexo VIII del **Reglamento (UE) 2017/745**, Regla 1.
- Código GMDN: 44977 – Cubierta del mango ligero de funcionamiento / examen / tratamiento, de un solo uso.
- Código UMDNS: 17977 Cubierta para mangos.