

# Crema reafirmante para radiofrecuencia OXD

## > Descripción del producto

Crema reafirmante OXD con formulación y textura cremosa compatibles con tratamientos de radiofrecuencia. Agradable fórmula no grasa, con escualano, un potente antioxidante e hidratante que aporta una fácil absorción sin dejar residuos grasos y que nutre, suaviza y sella la humedad de la piel para protegerla.



## > Características del producto

- Agradable fórmula no grasa, indicada tanto para tratamientos corporales o faciales.
- Contiene escualano un potente agente antioxidante e hidratante, reconocido por sus propiedades regeneradoras y reafirmantes. Incrementa la eficacia del tratamiento por radiofrecuencia.
- Su textura altamente acuosa facilita la realización del tratamiento de radiofrecuencia. Además, el elevado contenido en agua de su formulación, refresca la piel y evita el calentamiento de la piel. Apto para equipos de radiofrecuencia monopolar y/o bipolar.
- Elevada conductividad con bajos niveles de sales.

## > Especificaciones técnicas

### > Composición (INCI)

Aqua (Water), Glycerin, Squalane, Polyglyceryl-6 Distearate, Coco-Caprylate/Caprates, Betaine, Phenethyl Alcohol, Jojoba Esters, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Polyglyceryl-3 Beeswax, Sodium Hydroxide, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Sodium Benzoate.

### > Propiedades físico-químicas

- Color, Olor, Aspecto: Creamy-gel viscoso de color blanco brillante.  
Olor característico a su perfume.
- Viscosidad: 100.000 - 200.000 cps
- pH: 5,5 – 6,0
- Densidad: 0,98 – 1,00 g/mL.
- Conductividad: > 1.000 µS/cm.

### > Propiedades microbiológicas

- Aerobios totales: <100 UFC/mL.
- Mohos y levaduras: <100 UFC/mL.
- Patógenos (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli): Ausencia.

### > PAO y fecha de caducidad

- Periodo después de la apertura (PAO): 12 meses tras la apertura.
- Caducidad: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

### > Presentación

#	Presentación
TFCR1	Botella de HDPE blanco de 1000 mL con bomba dosificadora.

## > Instrucciones de uso

### > Indicaciones

- El producto puede ser aplicado en cualquier área del cuerpo, antes del tratamiento por radiofrecuencia.
- Está indicado para todo tipo de pieles.

### > Advertencias

- Solo para uso externo.
- No aplicar sobre piel dañada, párpados ni mucosas.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Fecha: Mayo 2023

Nº Especificación: ETP/213/9

## > Información reglamentaria

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple con el **Reglamento Europeo 1223/2009 de Productos Cosméticos** y que ha sido fabricado según las normativas del Sistema de Calidad basado en la **ISO 22716**.

Registro CPNP: 2378872