

# Agujas subdérmicas

## Dormo

### > Descripción del producto

Los electrodos de aguja subdérmica son pequeñas agujas extremadamente finas que se introducen en determinados músculos para la valoración funcional del sistema nervioso periférico mediante la electromiografía (EMG).

**CE 0344**

### > Características del producto

Las agujas, fabricadas de acero inoxidable y afiladas para garantizar una colocación y reposicionamiento suave, presentan un nivel de impedancia e interferencias bajo para una señal clara y fiable. Estériles y de un solo uso, aseguran higiene y reducción del riesgo de contaminación cruzada.


### > Especificaciones técnicas

#### > Características técnicas - agujas individuales y trenzadas

- Electrodo de aguja: Acero inoxidable AISI 316/304
- Tubo reductor: Poliolefina
- Cable conductor: Alambre de cobre estañado aislado con PVC
- Soldadura: Libre de plomo
- Tubo protector: Polietileno
- Esterilizado con: Óxido de etileno
- Vida útil: 3 años

#### > Características técnicas - agujas en espiral

- Electrodo de aguja: Acero inoxidable AISI 316/304
- Área de grabación: 44 mm<sup>2</sup>
- Mango de plástico: PVC
- Cable conductor: Alambre de cobre (aislado con PVC)
- Conector crimpado: Latón
- Esterilizado con: Óxido de etileno
- Vida útil: 3 años



### Características técnicas - general

- Contenido de látex: No contiene
- Reach y Rohs: Cumple con los requisitos de las normativas

### Presentación

Referencia	Presentación	Color	Medidas	Cable
TN140381M	Estuche de 24 unidades estériles	4 x 6 colores*	14 x 0,38 mm	1 m
TN1403815M	Estuche de 24 unidades estériles	4 x 6 colores*	14 x 0,38 mm	1 m
TN1904515M	Estuche de 24 unidades estériles	2 x 12 colores**	19 x 0,45 mm	1,5 m

\*4 x 6 colores: rojo, verde, negro, blanco, amarillo, azul

\*\*2 x 12 colores: rojo, verde, negro, blanco, amarillo, azul, naranja, violeta, marrón, gris, rosa, azul claro

Referencia	Presentación	Color	Medidas	Cable
TN130382M	Estuche de 20 unidades trenzadas	2 x 2 (blanco o negro) x 5 colores ***	13 x 0,38 mm	2 m
TN1303825M	Estuche de 20 unidades trenzadas	2 x 2 (blanco o negro) x 5 colores ***	13 x 0,38 mm	2,5 m
TN180382M	Estuche de 12 unidades trenzadas	2 x 6 colores ***	18 x 0,38 mm	2 m

\*\*\*2 x 2 (blanco o negro) x 5 colores: rojo, verde, naranja, amarillo, azul combinado con blanco o negro

\*\*\*\*2 x 6 colores: rojo, verde, negro, blanco, amarillo, azul

Referencia	Presentación	Color	Cable
TNCS12M	Estuche de 24 unidades en espiral	4 x 6 colores*	2 m
TNCS15M	Estuche de 24 unidades en espiral	4 x 6 colores*	2,5 m

\*4 x 6 colores: rojo, verde, negro, blanco, amarillo, azul

## Instrucciones de uso

A la hora de elegir un electrodo desechable de aguja, es importante utilizar uno que presente la longitud y diámetro apropiados para el estudio que se está realizando.

Fecha: noviembre 2023

Nº Especificación: ETP/379/00

## Información reglamentaria

- Directiva 93/42 CEE. Dispositivo médico clase IIa.