



Producto

Pinza Electrodo ECG  
Plata/Cloruro de plata

Referencias

TRP09-set de 4 unidades (adulto)



Fecha

Marzo 2015

Nº Especificación

ETP/148/2

---

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

---

Materiales

- Pinza: plástico Durethan B30S (Nylon PA6)  
Color amarillo, verde, rojo y negro
- Recubrimiento del electrodo: metálico con Ag/AgCl
- Bolsa (envase): plástico PE

Principales propiedades dimensionales

- Longitud: 130mm
- Ancho: 30mm
- Conexión: Universal-agujero con rosca (4mm) y clip



Otras propiedades

- Libre de látex
- Libre de níquel

Presentación

- Bolsa conteniendo 4 unidades (una de cada color)

---

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

---

- Se puede conectar a todos los equipos y monitores ECG con cables de paciente que tengan conexión tipo clavija o clip.

---

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

---

TELIC, S.A.U. garantiza que este producto cumple la **Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/EEC**.

Este producto se clasifica como:

- Producto de **Clase I** según el Anexo IX de la MDD 93/42/EEC.