

Aiguilles sous-cutanées

Dormo

> Description du produit

Les électrodes-aiguilles sous-cutanées sont de petites aiguilles extrêmement fines qui sont insérées dans des muscles spécifiques pour l'évaluation fonctionnelle du système nerveux périphérique par électromyographie (EMG).

CE 0344

> Caractéristiques du produit

Aiguilles, fabriquées en acier inoxydable et pointues pour assurer une mise en place et un repositionnement en douceur, présentent une faible impédance et un faible niveau d'interférence pour un signal clair et fiable. Stériles et à usage unique, elles garantissent l'hygiène et réduisent le risque de contamination croisée.

> Spécifications techniques

> Caractéristiques techniques - aiguilles simples et torsadées

- Électrode à aiguille : Acier inoxydable AISI 316/304
- Tube réducteur: Poliolféine
- Cable conducteur: Fil de cuivre étamé isolé en PVC
- Soudure: Libre de plomb
- Tube protecteur: Polyéthylène
- Stérilisé avec : Oxyde d'éthylène
- Durée d'utilisation: 3 ans

> Caractéristiques techniques - aiguilles spirale

- Électrode à aiguille: Acier inoxydable AISI 316/304
- Zone d'enregistrement: 44 mm²
- Manche en plastique: PVC
- Cable conducteur: Fil de cuivre (isolé en PVC)
- Connecteur à sertir: Laiton
- Stérilisé avec: Oxyde d'éthylène
- Durée d'utilisation: 3 ans



> Caractéristiques techniques générales

- Teneur en Latex: No contient pas
- Reach y Rohs: Conforme aux exigences réglementaires

> Présentation

Référence	Présentation	Couleurs	Mesures	Câble
TN140381M	Boîte de 24 unités stériles	4 x 6 couleurs*	14 x 0,38 mm	1 m
TN1403815M	Boîte de 24 unités stériles	4 x 6 couleurs*	14 x 0,38 mm	1 m
TN1904515M	Boîte de 24 unités stériles	2 x 12 couleurs**	19 x 0,45 mm	1,5 m

*4 x 6 couleurs: rouge, vert, noir, blanc, jaune, bleu

**2 x 12 couleurs: rouge, vert, noir, blanc, jaune, bleu, orange, violet, brun, gris, rose, bleu clair

Référence	Présentation	Couleur	Mesures	Câble
TN130382M	Boîte de 20 unités tressées	2 x 2 (blanc et noir) x 5 couleurs***	13 x 0,38 mm	2 m
TN1303825M	Boîte de 20 unités tressées	2 x 2 (blanc et noir) x 5 couleurs ***	13 x 0,38 mm	2,5 m
TN180382M	Boîte de 12 unités tressées	2 x 6 couleurs ***	18 x 0,38 mm	2 m

***2 x 2 (blanc et noir) x 5 couleurs: rouge, vert, orange, jaune, bleu combiné avec blanc ou noir

****2 x 6 couleurs: rouge, vert, noir, blanc, jaune, bleu

Référence	Présentation	Couleur	Câble
TNCS12M	Boîte de 24 unités en spirale	4 x 6 couleurs*	2 m
TNCS15M	Boîte de 24 unités en spirale	4 x 6 couleurs*	2,5 m

*4 x 6 couleurs: rouge, vert, noir, blanc, jaune, bleu

> Mode d'emploi

Lors du choix d'une électrode à aiguille jetable, il est important d'utiliser une électrode dont la longueur et le diamètre sont adaptés à l'étude en cours.

Date: Novembre 2023

N° Spécification: ETP/379/00

> Information réglementaire

- Directive 93/42 CEE. Dispositif médical classe IIa.