



### **Produit**

#### **MORDEDOR-MO®**

Protecteur anti-morsure de sondes endotrachéales et masques laryngés

### **Références**

7600  
7650



### **Date**

Septembre 2021

### **N. Spécification**

ETP/028/8

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

### **Matériaux**

- Cale-dent : Pièce de caoutchouc thermoplastique (sans latex).
- Poche: Film PET/aluminium/PE.



### **Principales propriétés dimensionnelles**

Référence	Longueur	Diamètre
7600	90 mm	19 mm
7650	90 mm	15 mm

### **Compatibilité cathéters**

- 7600 : compatible avec calibres 8 – 9 – 10.
- 7650 : compatible avec calibres 6 – 7 – 8.

### **Stérilisation et date de péremption**

- 5 ans après la date de fabrication.
- Produit non stérile.

### **Conservation et maintenance**

- Conserver à l'abri du rayonnement solaire et des intempéries.
- Conserver dans un endroit sec.
- Produit à usage unique.

### **Conditionnement**

- Poche unitaire.
- 50 poches par carton.



---

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

- Atoxique.
- N'absorbe pas l'humidité.
- Sans latex.

---

## INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

---

TELIC S.A.U. garanti que ce produit répond aux exigences requises de la Règlement (UE)2017/745 et qu'il est fabriqué, selon la normative du Système de Qualité certifié comme **ISO 13485**.

Ce produit se classifie comme :

- Produit de Classe I selon l'Annexe VIII et Règlement (UE)2017/745, règle 5.
- Code GMDN : 10405 Bloc de morsure épileptique
- Code EMDN R0199 (Dispositifs et accessoires pour intubation)