

Soluciones profesionales para

FISIO & SPORT



OXD
PROFESSIONALCARE



ÜMAN®

+B.O®

 **TELIC**
GROUP

Nuestra orientación hacia los ámbitos de la fisioterapia y el deporte cumple con nuestra vocación de calidad de servicio a las personas, y está avalada por nuestra amplia experiencia en el campo de la salud.

Contamos con una amplia gama de soluciones adaptada a las necesidades de los profesionales de la fisioterapia para ayudarles a completar sus tratamientos profesionales. Desarrollamos nuestras propias fórmulas y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles de calidad.



ÍNDICE

Masaje profesional	4
Aceites para masaje corporal	5
Aceites esenciales	8
Cremas oleosas	10
Cremas para masaje	12
Leche para masaje	13
Geles para masaje	14
Masaje deportivo	15
Gel frío	16
Crema de calor	17
Gel recuperador	17
Tratamientos profesionales	18
Radiofrecuencia	19
Electroterapia	20
Terapia frío / calor	25
Punción seca y acupuntura	27
Otras terapias	31
Vendaje profesional	33
Vendaje neuromuscular	34
Pre-tapes	35
Vendas crepé	35
Vendas elásticas	36
Esparadrapo	38
Consumibles y accesorios	39
Geles ultrasonido	40
Electrodos ECG	42
Gel conductor	44
Gel lubricante	45
Gel aloe vera	45
Papel camilla	46
Celulosa	48
Plásticos envolventes	49
Prendas monoúso	50
Rasuradoras	53
Parafina y accesorios	54
Bandas elásticas	55
Protección y desinfección	56
Pequeño formato	58



Masaje profesional

Nuestra gama de productos para masaje profesional ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del profesional, pero minimizando aditivos innecesarios, como colorantes o alérgenos del perfume.

Permiten la realización de cualquier tipo de masaje para diferentes tratamientos y en cualquier paciente, gracias a la amplia gama de composiciones disponibles, a sus ingredientes específicos y la multitud de formatos.

— Aceites para masaje corporal



Aceite para masaje de **karité** Uman

Aceite para masaje Uman con manteca de karité, base de almendras y vitamina E.

Recomendado para la piel sensible y con irritaciones. Ayuda a combatir las arrugas y el envejecimiento de la piel.

Protege, repara, alivia y fortalece el tejido epidérmico.



Aceite para masaje **piernas cansadas** Uman

Aceite para masaje Uman con base de almendras y enriquecido con vitamina E, que combina los aceites de menta, eucalipto, romero, lavanda y extracto de árnica.

Aplicado en masaje ascendente en las piernas, proporciona una gran sensación de alivio del cansancio y pesadez de las piernas.



Aceite para masaje **relajante** Uman

Aceite para masaje relajante Uman, con base de almendras y jojoba y enriquecido con vitamina E.

Su fórmula hidratante cuida tanto de la piel del paciente como de las manos del masajista.



Aceite para masaje de **argán** Uman

Aceite para masaje de argán Uman, con base de almendras y enriquecido con vitamina E.

El argán es apreciado por su efecto antiedad gracias a la gran cantidad de antioxidantes que contiene. Favorece la regeneración de la piel ayudando a que no se oxide ni envejezca.

Suaviza la piel, la hidrata y promueve su elasticidad.



Aceite para masaje **neutro** OXD

Aceite para masaje profesional neutro OXD con base de aceite mineral, formulado especialmente para la realización de masajes prolongados.

Facilita el deslizamiento de las manos y es apto para cualquier técnica de masaje.

Recomendado para todo tipo de pieles.

TFA04
1000 ml
11,15 € /u.



12

TFA01
5000 ml
42,40 € /u.



4



Aceite para masaje con **limón** OXD

Aceite para masaje profesional con limón OXD, con base de aceite mineral.

El limón ayuda a regular los niveles de grasa que se depositan en la piel, eliminando las toxinas y estimulando la circulación.

Combate la celulitis. Recomendado para pieles grasas y con manchas.

TFA0Q
1000 ml
11,15 € /u.



12

TFA0S
5000 ml
42,10 € /u.



4



Aceite para masaje de **almendras dulces** OXD

Aceite para masaje profesional de almendras dulces OXD, enriquecido con vitamina E.

Aceite natural rico en vitaminas y minerales, recomendado para el cuidado de las pieles sensibles y secas.

TFA0E
1000 ml
14,15 € /u.



12

TFA06
5000 ml
58,60 € /u.



4



Aceite para masaje con **árnica** OXD

Aceite para masaje profesional con árnica OXD, con base de almendras y enriquecido con vitamina E, beneficioso para combatir la hinchazón y flacidez de la piel, así como para relajar la musculatura.

TFA0T
1000 ml
15,40 € /u.



12

TFA0V
5000 ml
65,20 € /u.



4



Aceite para masaje con **aguacate** OXD

Aceite para masaje profesional con aguacate OXD, con base de almendras y enriquecido con vitamina E, favorece la regulación y el equilibrio de la piel, haciendo que luzca más tersa, flexible, joven y suave.

Recomendado para pieles secas y sensibles.

TFA0W
1000 ml
15,35 € /u.



12



Aceites esenciales




Aceite esencial de **lavanda** OXD

Aceite esencial de lavanda OXD, apropiado para pieles átonas, grasas y con impurezas.

La lavanda posee propiedades calmantes, descongestivas, refrescantes y suavizantes, y propiedades moderadas de tonificación y dermopurificación.

Tapón gotero.

 **TFE03**
30 ml
16,45 € /u.




Aceite esencial de **romero** OXD

Aceite esencial de romero OXD, que ayuda a potenciar los efectos beneficiosos del masaje.

El romero se utiliza como dermopurificador, tónico, refrescante, desodorante y astringente. Tiene acción estimulante, protege la piel y asegura unas condiciones de higiene óptimas.

Tapón gotero.


 **TFE04**
30 ml
14,15 € /u.



Aceite esencial de **limón** OXD

Aceite esencial de limón OXD, con efectos dermopurificadores, desodorizantes y astringentes, minimiza el exceso de secreción y combate las impurezas. Garantiza una higiene óptima de la piel.

Tapón gotero.

 **TFE06**
30 ml
12,80 € /u.




Aceite esencial de **eucalipto** OXD

Aceite esencial de eucalipto OXD, con propiedades balsámicas, tónicas, protectoras y emolientes. Puede ejercer también un efecto dermopurificador y estimulante.

Se utiliza para el tratamiento de pieles congestionadas, en pieles excesivamente grasas y/o con impurezas y en pieles irritadas.

Tapón gotero.


 **TFE10**
30 ml
12,55 € /u.



Aceite esencial de **árbol de té** OXD

Aceite esencial de árbol de té OXD, potente dermopurificador e higienizante. Se le atribuyen efectos calmantes y protectores, a la vez que tonifica y estimula.

Tapón gotero.

 **TFE16**
30 ml
21,15 € /u.



¿Cómo utilizarlos?

Utiliza los aceites esenciales OXD combinados con cremas y leches neutras para personalizarlas en función de la terapia o del aroma que se desee.

Cremas oleosas



Crema oleosa para masaje **neutra** OXD

Crema oleosa para masaje profesional OXD, que se transforma en aceite durante el masaje gracias a su fórmula fundente.

Recomendada para todo tipo de pieles. Sin perfume. Enriquecida con vitamina E.



TFA08
500 ml
7,15 € /u.



10



TFA0B
5000 ml
43,05 € /u.



4

Efecto
calor
suave



Crema oleosa para masaje **calor suave** OXD

Crema oleosa para masaje profesional de calor suave OXD, ideal para masaje profesional, sobre todo para aquellos en los que se requiera proporcionar efecto calor.

Facilita el deslizamiento de las manos, apta para cualquier técnica de masaje.

Fórmula hidratante enriquecida con vitamina E, recomendada para todo tipo de pieles.



TFA09
500 ml
8,05 € /u.



10



TFA0F
5000 ml
58,90 € /u.



4



Condiciones de envío

GRATUITOS los envíos a España (España peninsular e Islas Baleares) en pedidos superiores a CIEN EUROS (100€) y entrega en 72 horas.

Para pedidos inferiores a 100 € el coste del envío es 6,95 € (impuestos excluidos).

Todos los productos se sirven en unidades individuales, excepto en los que se indica lo contrario, que se sirven en bolsa, estuche o caja completa indivisible.


— Cremas para masaje



Crema **neutra** para masaje OXD

Crema neutra para masaje profesional OXD, que permite un masaje suave bajo cualquier técnica gracias a su fácil deslizamiento.

Recomendada para todo tipo de pieles.



Crema **neutra** para masajes prolongados OXD

Crema neutra para masaje profesional prolongado OXD, con fórmula exclusiva y de alta calidad idónea para masajes prolongados.



Nuestras cremas neutras para masaje se pueden mezclar con cualquier aceite esencial OXD para personalizarlas en función de la terapia o del aroma que deseemos.



Crema para masaje con **árnica** OXD

Crema para masaje profesional con árnica OXD, ideal para masajes prolongados combinado con los beneficios astringentes y relajantes del árnica.

Enriquecida con vitamina E.



— Leche para masaje




Leche para masaje **neutra** OXD

Leche para masaje profesional neutra OXD de textura ligera, formulada especialmente para la realización de masajes prolongados.

Facilita el deslizamiento de las manos, y es apta para cualquier técnica de masaje. Ideal para todo tipo de pieles.


Nuestras leches neutras para masaje se pueden mezclar con cualquier aceite esencial OXD para personalizarlas en función de la terapia o del aroma que deseemos.



Leche para masaje con **limón** OXD

Leche para masaje profesional con limón OXD de textura ligera, que regula los niveles de grasa que se depositan en la piel, elimina las toxinas, estimula la circulación y combate la celulitis.


Ideal para tratamiento de pieles impuras, grasas y con manchas.





Leche para masaje con **aguacate**
OXD

Leche para masaje profesional con aguacate OXD de textura ligera, que favorece la regulación y el equilibrio de la piel, gracias al aporte extra de vitamina E, consiguiendo una piel más tersa y suave.

 **TFLM6**
1000 ml
11,95 € /u.  12

Geles para masaje



Gel corporal de **árnica**
OXD

Gel corporal de árnica OXD, que aporta bienestar a la piel gracias a los beneficios del árnica. Alivia, revitaliza y reconforta.

El árnica se utiliza en cosmética por sus propiedades astringentes y calmantes.

Es beneficiosa para combatir la hinchazón y la flacidez de la piel, así como para relajar la musculatura.

 **TFG01**
250 ml
11,05 € /u.  12

 **TFG0A**
500 ml
18,35 € /u.  10



Masaje deportivo

Preparar los tejidos musculares para el esfuerzo físico en entrenamientos y competiciones, y su posterior recuperación, es fundamental para conseguir los mejores resultados. Con este fin, OXD pone a disposición de los profesionales y los deportistas sus cremas y geles específicos para masaje deportivo.

Gel frío

Gel frío OXD

Gel frío OXD, postcompetición, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico.

La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.



8



Gel frío intenso OXD

Gel frío intenso OXD, postcompetición, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico.

La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.



8



No recomendado para masajes prolongados debido a la intensidad de los efectos.

Crema de calor

Crema de calor intenso OXD

Crema de calor intenso OXD, precompetición, indicada para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones atmosféricas adversas.

El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.



8



No recomendado para masajes prolongados debido a la intensidad de los efectos.



Artículo disponible en pequeño formato

Gel recuperador



Artículo disponible en pequeño formato

Gel recuperador **árnica + harpago** OXD

Gel recuperador OXD, postcompetición, con extracto de árnica y de harpagofito, para aplicar después del esfuerzo físico.

Ideal para reconfortar y recuperar los músculos previniendo y reduciendo el cansancio muscular.



8



Tratamientos profesionales

Los complementos cosméticos para tratamientos profesionales de fisioterapia son nuestra especialidad. Además, también disponemos de dispositivos para ayudar a completar determinados procesos terapéuticos.

Radiofrecuencia

Crema reafirmante para radiofrecuencia

OXD

Crema reafirmante OXD con formulación y textura cremosa compatibles con tratamientos de radiofrecuencia.

Agradable fórmula no grasa, con escualano, un potente agente antioxidante e hidratante, reconocido por sus propiedades regeneradoras y reafirmantes, que aporta una fácil absorción sin dejar residuos grasos, y que nutre, suaviza y sella la humedad en la piel para proteger de la deshidratación.

Su textura altamente acuosa, similar a un gel, favorece la conductividad y refresca la piel, evitando el calentamiento de la piel durante la sesión de radiofrecuencia.

Gran conductividad con bajos niveles de sales.



TFCR1
1000 ml
19,50 € /u.

12



Electroterapia

NeuroTrac TENS

El NeuroTrac TENS es bicanal y digital. Ofrece 12 programas preestablecidos con tipos de corriente convencional, ráfaga o burst y modulada de fácil uso y 2 programas libres para personalizar.

TENS convencional o normal: se usa generalmente para tratar dolores agudos (la frecuencia en Hz será más alta cuanto más agudo sienta el dolor).

Ráfaga o burst: es comparable a la frecuencia de baja intensidad del programa convencional del TENS excepto en que cada impulso es substituido por una corta ráfaga de 9 impulsos [200µS] a 150 Hz.

Modulación TENS: este programa ayuda a prevenir el efecto acomodación de los nervios a los impulsos que algunos pacientes experimentan. Esto se alcanza al cambiar o modular continuamente el impulso y la frecuencia.

- Amplitud: 0-80 mA
- Frecuencia: 2 Hz - 200 Hz
- Impulsos: 50 µS a 300 µS

Dimensiones: 119.2 x 69 x 28.7 mm.

Peso: 0,07Kg sin pilas. 0,1Kg con pilas.

Incluye: Dispositivo NeuroTrac® TENS, 4 electrodos autoadhesivos de 50 x 50 mm, bolsa de tela, 2 juegos de cables Neurotrac, una pila 9 voltios alcalina, manual en español.



TTA02
1 u.
128,95 € /u.



Cable de 2 salidas para Neurotrac TENS

Cable de 2 salidas para Neurotrac-TENS.



TTC04
1 u.
9,70 € /u.



Dispositivo TENS analógico

Dispositivo para la estimulación nerviosa con impulsos eléctricos para el alivio y el tratamiento sintomático del dolor.

2 canales.

Temporizador.

Modulable en frecuencia y tiempo de pulso.

Regulación manual del tiempo de impulso y frecuencia, así como de sus dos canales de intensidad.

Tres tipos de impulso: normal, burst y modulado.

Forma de onda: impulso rectangular simétrico bifásico e impulso rectangular.

Amplitud de impulso: 0 – 80 mA

Frecuencia del pulso: 2 – 150 Hz

Alimentación: 1 batería 9V

Dimensiones: 95 x 65 x 23,5 mm

Peso: 115 g incluida la batería

Incluye: 4 electrodos autoadhesivos de 45 mm de diámetro, 2 cables, batería de 9V, instrucciones y caja rígida.



TTA0Y
1 u.
85,25 € /u.

Cable con clavija descubierta

Cable con cavija descubierta para TENS analógico.



TTC11
1 u.
6,50 € /u.



NeuroTrac Pelvitone

El dispositivo PelviTone de doble canal tiene todas las características necesarias para el tratamiento de la incontinencia y además: programas multifásicos en los que el tratamiento se divide en fases temporales con distintos parámetros de estimulación (hasta 5 fases).

Una estimulación simétrica, con una anchura de pulso reducida: 50 330 μ S. 3 programas personalizables más 11 programas preconfigurados para los distintos tipos de incontinencia.

Función de bloqueo para medir el cumplimiento terapéutico en casa (mA y tiempo de utilización).

Bolsa de tela que incluye: 2 juegos de cables, 1 pila 9V y manual de uso.



TTA0W
1 u.
148,20 € /u.



No incluye sondas.
Se venden por separado.

Sonda vaginal para TENS Pelvitone

La sonda vaginal para TENS Pelvitone clásica posee dos electrodos para el control de los músculos del suelo pélvico y para el tratamiento de la incontinencia urinaria y/o incontinencia fecal.

Para el uso personal de cada paciente.

Diámetro: 20 mm.

Largo: 100 mm.



TUSN4
1 u.
21,10 € /u.



Sonda vaginal Interlax Plus para TENS Pelvitone

La sonda vaginal Interlax Plus es para el uso personal de cada paciente.

Su forma hueca específica y redondeada, permite una fácil colocación incluso en problemas de prolapso, y evita que se mueva o se salga durante la estimulación, por lo que es una sonda muy cómoda de utilizar.

De igual manera resulta más fácil de limpiar y guardar. Al ser hueca, es muy ligera y permite un anclaje más fácil y muy práctico. Además, sus cables están integrados e impiden que la interferencias alteren la medición electromiográfica.

Incluye un indicador en forma de antena que permite utilizarla en el domicilio como ayuda para corregir si se hacen mal los ejercicios.

Válida para todos los electroestimuladores y biofeedback que posean conexión de 2 mm.

Uso individual.

Producto disponible bajo pedido.

Diámetro: 34 mm.

Largo: 78 mm.



TUSN2
1 u.
21,50 € /u.

Pila alcalina 9V

Pila alcalina 9V. Blister de 1 unidad.



6LR 61
1 u.
2,50 € /u.



Electrodo pregelado para estimulación muscular **SC Series**

Dormo

Electrodo reutilizable de tejido no tejido suave y flexible Dormo-TENS SC series para estimulación muscular, con hidrogel adhesivo de uso en un solo paciente.

Conexión corchete.

Se sirven en bolsas de 4 unidades.

	TTEF1 50 x 50 mm 2,85 € /bolsa		
	TTEF2 50 x 100 mm 4,05 € /bolsa		



Electrodo pregelado para estimulación muscular **ST Series**


Dormo

Electrodo reutilizable de tejido no tejido suave y flexible Dormo-TENS ST series para estimulación muscular, con hidrogel adhesivo de uso en un solo paciente.

Con latiguillo incorporado para conexión hembra 2 mm.

Se sirven en bolsas de 4 unidades.

	TTEC3 Ø 30 mm 2,70 € /bolsa		
	TTEC1 50 x 50 mm 2,60 € /bolsa		
	TTEC2 50 x 100 mm 2,80 € /bolsa		



— Terapia frío / calor


Bolsa reutilizable frío / calor

OXD

Bolsa reutilizable frío / calor OXD, que puede usarse tanto en terapias de frío como de calor, ya que su composición le permite mantener la temperatura.

En frío es adecuado para inflamaciones, hematomas, golpes, torceduras, lesiones musculares o articulares.

En modo calor alivia el dolor muscular y articular y es adecuada para lumbalgias, tortícolis, reumatismo o hipotermia.

 **T3021**
130 x 260 mm
2,40 € /u.

 **Caja completa**
20 u.
32,65 € /caja



 **T3022**
Bolsa 130 x 260 mm + funda
5,75 € /pack

 20



Spray frío

El spray frío es una solución útil para mitigar lesiones traumáticas menores (contusiones, esguinces, hinchazones). Ideal para todas las situaciones en las que se requiere una terapia de frío.

Spray con válvula que puede rociar a 360°. Utilizar desde una distancia de aproximadamente 20 cm directamente sobre el área a tratar hasta que aparezca un polvo fino. Rocíe el área con un movimiento de barrido para evitar la congelación. Usar sobre piel intacta.



P2002
400 ml
5,15 € /u.



Caja completa
12 u.
52,55 € /caja



Bolsa frío instantáneo

La bolsa de frío instantáneo es útil en las terapias de primeros auxilios y en situaciones que necesitan aplicaciones de frío.

Agitarla tras un simple golpe seco en la bolsa o un leve apretado, genera la reacción química que genera el frío sin necesidad de refrigeración externa.



P2001SPORT
140 x 180 mm
0,70 € /u



Caja completa
32 u.
19,05 € /caja



Punción seca

Aguja punción seca con guía Agupunt

Aguja diseñada específicamente para punción seca. Fabricada en aleación de acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia que permite la flexibilidad y dureza exacta para poder trabajar la punción seca y evitar que se rompan.

Agujas sin dolor para un mayor beneficio del paciente. Con aceite de uso médico y un afilado específico diseñado para la punción seca.

Mango reforzado para evitar el desprendimiento.

Las agujas APS® siguen siendo las únicas agujas diseñadas y homologadas a nivel sanitario como agujas para la técnica de punción seca.

Disponibles en diferentes medidas.

Se sirven en cajas de 100 unidades.



	A1010P	0.30 x 75 mm	100	10,15 € /caja	
	A1037BP	0.16 x 25 mm	100	8,90 € /caja	
	A1037P	0.25 x 13 mm	100	9,60 € /caja	
	A1037PS	0.16 x 13 mm	100	8,80 € /caja	
	A1038P	0.25 x 25 mm	100	8,95 € /caja	
	A1040P	0.30 x 40 mm	100	8,95 € /caja	
	A1042BP	0.30 x 50 mm	100	8,95 € /caja	
	A1042CP	0.30 x 60 mm	100	8,95 € /caja	
	A1042P	0.25 x 40 mm	100	8,95 € /caja	
	A1043P	0.25 x 30 mm	100	8,95 € /caja	
	A1044P	0.20 x 30 mm	100	8,95 € /caja	
	A1045P	0.30 x 30 mm	100	8,95 € /caja	
	A1047P	0.30 x 100 mm	100	14,15 € /caja	



Aguja coreana estéril


Agupunt

Agujas manopuntura coreanas. Calidad premium, mango de acero, sin cabeza y en envase de papel estéril. Doble capa de aceite. Doble proceso de pulido.

Las agujas de acupuntura coreanas poseen una gran flexibilidad y un afilado perfecto gracias al tipo de acero quirúrgico utilizado en su elaboración. Su parte superior presenta un mango con un dibujo filiforme característico.

Disponibles en diferentes medidas.

Se sirven en cajas de 100 unidades.

			
A1046	0.17 x 7 mm	100	5,55 € /caja
A1046B	0.25 x 15 mm	100	5,15 € /caja
A1046D	0.20 x 30 mm	100	5,15 € /caja
A1047	0.25 x 30 mm	100	5,65 € /caja
A1049	0.30 x 30 mm	100	5,15 € /caja

Aguja acupuntura premium

Agupunt


Aguja de acupuntura premium. Envase de papel individual. Mango de plata. 2 capas de aceite y doble proceso de pulido. Con cabeza.

Todas las agujas chinas estériles de acupuntura están fabricadas en acero inoxidable quirúrgico de primera calidad y poseen una gran flexibilidad que garantiza una perfecta punción.

Los distintos tipos de cabeza y mangos, bañados en plata, cobre o aluminio, permiten asegurar una manipulación sumamente precisa.

Disponibles en tres medidas.

Se sirven en cajas de 100 unidades.

			
A1017E	0.25 x 13 mm	100	6,00 € /caja
A1017C	0.20 x 25 mm	100	6,00 € /caja
A1018D	0.25 x 25 mm	100	6,00 € /caja



Aguja acupuntura estándar

Agupunt


Aguja de acupuntura estándar. Envase de papel individual. Mango cobre. 1 capa de aceite y un proceso de pulido. Con cabeza.

Todas las agujas chinas estériles de acupuntura están fabricadas en acero inoxidable quirúrgico de primera calidad y poseen una gran flexibilidad que garantiza una perfecta punción.

Los distintos tipos de cabeza y mangos, bañados en plata, cobre o aluminio, permiten asegurar una manipulación sumamente precisa.

Disponibles en dos medidas.

Se sirven en cajas de 100 unidades.

			
A1031A	0.25 x 13 mm	100	4,65 € /caja
A1032B	0.25 x 25 mm	100	4,65 € /caja




Contenedor de agujas

Contenedor de agujas de polietileno cilíndrico, de alta densidad (1000ml).

Constituido por cuerpo, tapa y contratapa. Presenta grabadas en altorrelieve las instrucciones de uso, la marca y la indicación de biopeligro.

	TFBC0
	1 u.
	2,35 € /u.



Condiciones de envío

GRATUITOS los envíos a España (España peninsular e Islas Baleares) en pedidos superiores a CIEN EUROS (100€) y entrega en 72 horas.

Para pedidos inferiores a 100 € el coste del envío es 6,95 € (impuestos excluidos).

Todos los productos se sirven en unidades individuales, excepto en los que se indica lo contrario, que se sirven en bolsa, estuche o caja completa indivisible.

Otras terapias

Ventosa pera de goma para masaje

Ventosa pera de goma para masaje. Estas ventosas con pera de goma son de muy fácil aplicación. Una vez situada la ventosa sobre la zona a aplicar, se consigue el efecto de vacío presionando la pera de goma.

Desde hace muchos siglos, la medicina oriental utiliza las ventosas para la prevención y tratamiento de enfermedades obteniendo excelentes resultados, ya que proporcionan una fuerte estimulación sanguínea, ideal para bloqueos de músculos, falta de circulación, etc.



AC4012D	Nº 01 - 5.6 cm	200	7,90 € /u.
AC4012	Nº 02 - 4.8 cm	200	7,70 € /u.
AC4010	Nº 04 - 3.3 cm	200	6,50 € /u.



AE6003



AE6040H

Puro moxa artemisa pura para moxibustión

Puro moxa artemisa pura para moxibustión. Combustión normal. Las moxas en puros de combustión normal están fabricadas con artemisa pura o con distintas plantas medicinales.

Estas moxas se utilizan para moxibustión indirecta y son la forma más tradicional de presentación de esta técnica.

Para su aplicación se enciende uno de los extremos de la moxa y se mantiene el puro encendido encima del punto a estimular a una distancia adecuada al calor que se quiere dar.

Las moxas sin humo se utilizan del mismo modo que las moxas de combustión normal, y están presentadas en cilindros rígidos que contienen plantas medicinales chinas y un incienso de aroma especial.

Se sirve en cajas de 10 y 25 unidades.



AE6003	Longitud 21.5 cm	10	6,95 € /caja
AE6040H	Aplicador facial	25	15,95 € /caja

Chincheta coreana

Chincheta coreana de 2 esparadrapos superpuestos, uno que se sujeta a la piel y otro que se sujeta a la chincheta.

Las chinchetas son un tipo de aguja de presión con forma circular similar a una chincheta corriente, de ahí su nombre.

Las de diámetro y grosor reducido son recomendadas para el tratamiento de la aurícula y las de mayor tamaño suelen ser utilizadas en otras zonas del cuerpo.

Se sirve en caja de 100 unidades.



AA2004
100 u.
9,35 € /caja



Semillas herbales para aurículo


Semillas Herbales para aurículo. Adhesivo cuadrado. Las semillas herbales provienen de plantas medicinales chinas y son muy utilizadas en los puntos auriculares.

Sirven de sustitución a las chinchetas clásicas porque tienen la ventaja de no necesitar inserción, por lo que resultan más cómodas para el paciente. Además ejercen una presión constante sobre el punto en el que se aplican, liberando los principios activos de las plantas de las que están compuestas.

Se sirve en cajas de 300 unidades.



AA2022A
300 u.
12,20 € /caja



Bolitas metálicas japonesas


Las bolitas metálicas pueden ser de acero, titanio o bañadas en plata u oro, magnéticas o no.

Se utilizan para hacer presión sobre la piel, en distintos puntos corporales, muy especialmente en los puntos auriculares, dado que producen una reacción iónica en la zona presionada que intensifica su efecto con la acción del flujo magnético en el cuerpo.

Se sirve en cajas de 300 unidades.



AA2011	Tira negra con adhesivo transparente	300	19,95 € /caja
AA2011B	Adhesivo textil. Magnéticas 700 gauss y baño oro	300	19,95 € /caja
AA2011D	Adhesivo textil. Magnéticas 700 gauss y baño plata	300	19,95 € /caja



Vendaje profesional

Amplia gama de vendaje estándar y neuromuscular, además de complementos para cubrir múltiples necesidades.



Vendaje neuromuscular

Vendaje neuromuscular

Curetape

Venda de tejido elástico de algodón y cinta deportiva acrílica adhesiva. Ligero y no restrictivo.


Producto hipoalergénico. Reduce el riesgo de irritaciones de la piel. Con características de elasticidad similares a las de la piel humana.


Permeable al aire y al agua, sin dejar de ser resistente al agua. Excelente fijación durante varios días (4-5 días).


Disponibles en 5 colores diferentes.


Rollo de 5 cm x 5 m.

 **1000520**
Beige
7,50 €/u.

 **10300520**
Negro
7,50 €/u.

 **10100520**
Azul
7,50 €/u.

 **10640520**
Verde lima
7,50 €/u.

 **10200520**
Rosa
7,50 €/u.

 6



Pre-tapes

Pre-tape de poliuretano CPK

La pre-tape de poliuretano es una venda de espuma de poliuretano, con una estructura de poros abiertos, no voluminosa, suave, con buenas propiedades de adhesión y muy fina.

La textura de la espuma asegura que las sucesivas vueltas individuales del vendaje se adhieran bien sobre sí mismas impidiendo así que resbalen.

Indicadas para mantener el material de almohadillado en su sitio debajo de vendajes de yeso o sintéticos, sin causar bultos ni arrugas. También puede utilizarse para proteger la piel debajo de vendajes adhesivos, de compresión y esparadrapos.

Se sirve en cajas completas indivisibles de 48 unidades.



 **1358**
7 cm x 27.5 cm
79,10 €/caja

 48

Vendas crepé

Venda crepé


Venda elástica de compresión de crepé blanca de elasticidad longitudinal de compresión ligera, con líneas laterales rojas enrollada sobre sí misma.

Tejido elástico de 98% de algodón y 2% lycra color natural con estructura abierta, por lo que son muy afines a la piel.

Los hilos de lycra están cubiertos de algodón, asegurando que su contacto con la piel es 100% algodón.

Cómoda, permeable al aire, absorbente y antideslizante gracias a su superficie crepada.

Libre de látex.

 **TFD0J**
7 cm x 4 m
0,45 €/u.

  15 240

 **TFD0K**
10 cm x 10 m
1,00 €/u.

  6 96



Vendas elásticas

Venda elástica adhesiva

Venda elástica adhesiva de tejido elástico de algodón blanco con línea central de guiado amarilla y adhesivo de caucho sintético y óxido de zinc, libre de látex y colofonia (evita alergias mayoritariamente en niños).

Es fácilmente aplicable y posibilita la corrección del vendaje. Alta fuerza adhesiva que permite mantener el vendaje durante un período prolongado de tiempo.

No se deshilacha y es transpirable. Presenta márgenes libres de adhesivo lo que evita lesiones en la piel en vendajes aplicados durante varios días. Centro ergonómico de plástico que evita lesiones y molestias en su aplicación. Indicada para vendajes de compresión, soporte y fijación de apósitos.

Medida: 2.7 m sin tensión – 4.5 m con tensión.

1100
5 cm x 2.7 m
2,80 €/u.

1102
7.5 cm x 2.7 m
3,60 €/u.

1104
10 cm x 2.7 m
4,75 €/u.



50



Venda elástica

Venda CPK Fix de tejido elástico longitudinalmente, de viscosa y poliamida, recubierto en ambas caras con masa cohesiva.

Gracias a su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje rápido, sin pliegues, fiable, permeable al aire y afín a la piel. Sólo se fija sobre sí misma y no se adhiere a la piel.

Antideslizante, cómoda y agradable, fácil de aplicar y esterilizable mediante vapor (sin el envase original). Indicada para todo tipo de vendajes de fijación, sobre todo en partes difíciles del cuerpo como articulaciones, cabeza, tronco, etc.

Libre de látex, no se deshilacha y es transpirable.

Las medidas indicadas son en tensión.

TFD44
8 cm x 20 m
3,25 €/u.



32



Venda elástica cohesiva

Venda elástica cohesiva rasgable de compresión CPK Sport.

Tejido elástico longitudinalmente compuesto de fibras sintéticas de poliéster/nylon de alta resistencia, recubierto por ambas caras de masa cohesiva libre de látex.

Sólo se adhiere sobre sí misma y no sobre la piel. Antideslizante, permeable al aire, esterilizable en autoclave (sin el envase original). Fácil de aplicar y rasgable en sentido transversal.

Indicada para prevención de roturas musculares, vendajes de soporte, descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares.

Las medidas indicadas son en tensión.

Se sirven en cajas completas indivisibles de 30 unidades.

TFD0R
5 cm x 4.5 m
88,50 €/caja

TFD0S
7.5 cm x 4.5 m
112,50 €/caja



30



Venda elástica de compresión

Venda elástica de compresión fuerte y tracción corta CPK Compress.

Tejido elástico de algodón con una elasticidad mínima del 90%. Alto poder compresivo y extensibilidad duradera. Permeable al aire, agradable a la piel y antideslizante.

Lavable y esterilizable mediante vapor. Indicada para realizar terapias compresivas en flebología así como para el tratamiento de linfedemas agudos y crónicos, para vendajes de sostén y descarga en traumatología y medicina deportiva.

TFD0E
10 cm x 5 m
7,15 €/u.



90

Esparadrapo

Esparadrapo de **papel**

Esparadrapo de tejido no tejido blanco de poliéster y celulosa recubierto de adhesivo termofusible CPK tape.

Fácilmente rasgable. Adhesivo biocompatible de elevada fuerza adhesiva, conformable y permeable al aire y a la humedad.

Indicado para la fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, catéteres, tubos, sondas y cánulas.

Libre de látex.

Se sirve en cajas completas indivisibles.

	TFD05 1.25 cm x 9.10 m 13,50 € /caja	 24
	TFD06 2.50 cm x 9.10 m 9.45 € /caja	 12
	TFD07 5.00 cm x 9.10 m 9.10 € /caja	 6





Esparadrapo **deportivo** rígido


Esparadrapo deportivo rígido de tejido blanco no elástico de algodón recubierto de adhesivo termofusible Lenotape.

Rasgable longitudinal y transversalmente y alto poder adhesivo. Indicado para vendajes funcionales y deportivos (taping).

Libre de látex.

Se sirve en cajas completas indivisibles.

	1350 2.5 cm x 10 m 74,50 € /caja	 48
	1351 3.8 cm x 10 m 64,10 € /caja	 32
	1352 5 cm x 10 m 80,45 € /caja	 24



Consumibles y accesorios


Una amplia gama de material complementario para cubrir cualquier necesidad que pueda surgir en un centro de fisioterapia.



Geles de ultrasonido



Gel de ultrasonidos **transparente** Transonic



Gel transparente para diagnóstico y terapia de ultrasonidos Transonic Clear. Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble. No daña el transductor. Se extiende fácil y uniformemente.



No apto para tratamientos de radiofrecuencia.



- 
TOG15
 250 ml
 0,95 € /u.


 25
- 
TOG24
 500 ml
 1,55 € /u.


 20
- 
TOG16
 1000 ml
 2,95 € /u.


 20
- 
TOG08
 5000 ml. Rígida^{*1}
 10,75 € /u.


 4
- 
TOG12
 5000 ml. Flexible^{*2}
 10,75 € /u.


 4
- 
TOB01
 Bomba dosificadora
 2,00 € /u.




*1 Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía por la compra de 4 unidades.



*2 Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.



Gel de ultrasonidos **azul** Transonic



Gel azul para diagnóstico y terapia de ultrasonidos Transonic. Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble. No daña el transductor. Se extiende fácil y uniformemente.



No apto para tratamientos de radiofrecuencia.



- 
TOG02
 250 ml
 0,95 € /u.


 25
- 
TOG25
 500 ml
 1,55 € /u.


 20
- 
TOG04
 1000 ml
 2,95 € /u.


 20
- 
TOG07
 5000 ml. Rígida^{*1}
 10,75 € /u.


 4
- 
TOG05
 5000 ml. Flexible^{*2}
 10,75 € /u.


 4
- 
TOB01
 Bomba dosificadora
 2,00 € /u.



*1 Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía por la compra de 4 unidades.

*2 Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.









Electrodos ECG

Electrodos ECG para monitorización corta - Soporte foam Dormo

Los electrodos Dormo para monitorización corta permiten unos resultados excelentes en pruebas de diagnóstico de corta duración.

Su soporte en foam garantiza una adhesión precisa, y la conexión corchete e hidrogel en textura sólida o semilíquida, se adaptan a cualquier necesidad en pruebas ECG.

Se vende en cajas completas indivisibles de diferentes unidades según la referencia.

	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Tipo de gel			
	Neonatal	22 x 22 mm	Sólido	6	300	120,00 € /caja
	Adulto Pediátrico Neonatal	Ø 30 mm	Sólido	50	1000	100,00 € /caja
	Adulto Pediátrico	32 x 40 mm	Sólido	100	2500	225,00 € /caja
	Adulto Pediátrico	32 x 40 mm	Semilíquido	100	2000	100,00 € /caja
	Adulto	Ø 50 mm	Semilíquido	50	1000	55,00 € /caja
	Adulto Pediátrico	36 x 42 mm	Sólido	50	1000	110,00 € /caja

Radiotransparente

Electrodos ECG Dormo Soporte papel Dormo



El soporte en papel de los electrodos para ECG Dormo para pruebas que, por su duración, requieran ofrecer al paciente un mayor grado de confort y comodidad, garantiza una flexibilidad y adaptabilidad única, a la vez que una gran adhesión y transpirabilidad.

Su hidrogel en textura semilíquida garantiza una excelente transmisión de la señal en cualquier condición.

Conexión corchete.

Se sirve en cajas completas indivisibles de 1000 unidades (20 bolsas de 50 unidades).



	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Tipo de gel			
TEALP	Adulto	Ø 50 mm	Semilíquido	50	1000	100,00 € /caja



Electrodos ECG Dormo para pruebas de esfuerzo Dormo

Los electrodos Dormo con soporte foam para pruebas de esfuerzo están diseñados para garantizar su adherencia a la piel del paciente, asegurando la transmisión de la señal.

Con gel semilíquido y conexión corchete, son la mejor opción para pruebas de corta duración en las condiciones más exigentes.

Se sirve en cajas completas indivisibles de 1000 unidades (20 bolsas de 50 unidades).



	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Tipo de gel			
TEDS1	Adulto	36 x 50 mm	Semilíquido	50	1000	100,00 € /caja

Electrodos ECG Dormo-Tab para pruebas en reposo

Dormo



Los electrodos de diagnóstico Dormo-Tab, específicos para pruebas en reposo ayudan a optimizar los costes de las pruebas.

Con gel acrílico y una adhesión segura, suave y agradable, que se adapta al contorno del cuerpo, y su práctica lengüeta, que se conecta fácilmente a las pinzas, son la mejor opción para el diagnóstico de pacientes en reposo.

Radiotransparente.

Se sirve en bolsas de 100 unidades.



	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Tipo de gel			
TEL01	Adulto Pediátrico	22.5 x 35 mm	Papel/PET con recubrimiento C-Ag/AgCl	100	5000	5,00 € /bolsa

Gel lubricante



Gel lubricante

Dormo

Gel lubricante hidrosoluble Dormo para procesos que requieran lubricación no específica.

No daña equipos ni instrumental de plástico, metal o textil. No irrita.

 **TOGH1**
100 ml
3,30 € /u.


24

Gel aloe vera

Gel conductor

Gel conductor

Gel altamente conductor. Para monitorización ECG, de corta, larga duración y electroestimulación.

No corroe terminales ni contactos manteniendo una perfecta higiene de los mismos posterior a su utilización.

No irrita la piel.

Hidrosoluble.

 **TOG01**
250 ml
1,15 € /u.


25



Gel corporal de aloe vera

Uman

El gel de aloe vera Uman contiene el equivalente a un 99% de aloe vera.

El aloe evita la pérdida de humedad de la piel y estimula la formación de colágeno acelerando el proceso de regeneración celular.

Restaura y equilibra el pH de la piel. Dado que la piel necesita mantener un grado elevado de humedad para tener una buena elasticidad, el aloe vera es un buen ingrediente hidratante.

 **TLH31**
250 ml
5,90 € /u.


12

 **TLH32**
500 ml
9,25 € /u.



10

 **TLH13**
5000 ml
76,20 € /u.


4



Papel camilla



Papel camilla 1 capa rugoso

Papel camilla de 1 capa rugoso fabricado a partir de celulosa reciclada crepada color gris.

Medida 58,5 cm de ancho x 70 m de largo.

Gramaje: 43 gr/m².

Precorte 40 cm.

Caja de 6 rollos.



0415
6 rollos
24,80 € /caja



Papel camilla 2 capas


Papel camilla de 2 capas fabricado a partir de papel reciclado color blanco.

Medida 60 cm de ancho x 70 m de largo.


Gramaje: 18 gr/m² x capa.

Precorte 40 cm.

Caja de 6 rollos.



0419
6 rollos
28,40 € /caja



Papel camilla 2 capas natural


Papel camilla de 2 capas fabricado a partir de papel reciclado con acabado en color natural.

Medida 60 cm de ancho x 70 m de largo.

Gramaje: 18 gr/m² x capa.

Precorte 40 cm.

Caja de 6 rollos.



0419NAT
6 rollos
26,00 € /caja

Papel camilla premium 2 capas ECO

Rollos de papel camilla de celulosa reciclada para entornos profesionales relacionados con la salud.

Resistente a la humedad.

Medidas: 59 cm de ancho x 80 m de largo.

Caja de 6 rollos retractilados individualmente.



J289144
Precorte 40 cm
39,90 € /caja



J289120
Precorte 200 cm
39,90 € /caja

Papel camilla polipropileno


Papel camilla de polipropileno.

Medida 58 cm de ancho x 80 m de largo.

Caja de 6 rollos.



TB052
6 rollos
38,95 € /caja




Cubrecamilla ajustable polipropileno

Cubrecamillas ajustable desechable de polipropileno. 20 gr/m².

Se sirven en bolsas de 5 unidades.



LC475-20
80 x 210 cm
4,75 € /bolsa



LC4200
100 x 220 cm
4,95 € /bolsa



Celulosa



Bobina secamanos de papel tisú

Bobina de papel tisú gofrado de 2 capas indicada para la limpieza de diversos entornos de trabajo.

Medida: 17,9 cm de ancho x 150 m de largo.

Gramaje: 18 gr/m² x capa.

Precorte 40 cm.

Pack de 6 rollos.



Toallas de manos de papel

Toallas de manos de papel de 2 capas, extra absorbentes, suaves y resistentes.

Celulosa 100%.

Paquete de 196 unidades.



Papel higiénico industrial

Rollos de papel higiénico de 2 capas de celulosa 100% reciclada con textura gofrada.

Medidas: 9 cm de ancho x 145 m de largo.

Precorte 40 cm.

Pack de 18 rollos.



Papel higiénico

Rollos de papel higiénico 100% reciclado y ecológico de 2 capas.

18 m de largo.

12 unidades por paquete.



Caja tisúes papel

Toallitas de papel para uso profesional, multiusos.

Dos capas. Gran suavidad. Máxima absorción.

Medida toallitas 21 x 20.7 cm.

Estuche de 100 unidades.



Plásticos envolventes

Sábana plástico envolvente

Sábana plástico envolvente, para tratamientos varios (cuerpo entero).


Gramaje: 100 micras.



Rollo plástico envolvente

Rollo de plástico envolvente para algas, barros, etc. (cuerpo entero).

Gramaje: 100 micras.



Prendas monoúso

Zapatillas monoúso polipropileno

Zapatillas monoúso de polipropileno.

Disponible cerrada y descubierta.

Embolsado individual.

Se sirven en cajas indivisibles de 70 y 200 pares según modelo.



TB00Z
Descubiertas
29,20 € /caja



70



1702040
Cerradas
91,10 € /caja



200



Tanga mujer mini polipropileno blanco

Mini tanga de mujer de polipropileno en color blanco, con elástico ribeteado rosa para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Embolsado individualmente.

Se sirven en bolsas indivisibles de 100 unidades.



TB00V
Bolsa 100 u.
12,10 € /bolsa



8



Tanga mujer polipropileno blanco

Tanga de mujer de polipropileno en color blanco, con elástico ribeteado rosa para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Embolsado individualmente.

Se sirven en bolsa indivisibles de 100 unidades.



TB00R
Bolsa 100 u.
14,75 € /bolsa



8



Slip hombre polipropileno

Slip de hombre de polipropileno azul oscuro, con elástico ribeteado para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Embolsado individual.

Se sirven en bolsas indivisibles de 25 unidades.



254AG
Azul. 25 u.
16,30 € /bolsa



20



Tanga hombre polipropileno

Tanga de hombre de polipropileno con elástico ribeteado para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Disponible en negro y azul.

Embolsado individual.

Se sirven en bolsas indivisibles de 100 y 25 unidades según modelo.



TB00S
Negro. 100 u.
11,50 € /bolsa



8



TB038
Azul. 25 u.
5,60 € /bolsa



20



Peúcos non-woven y capa de polipropileno blanco

Peúcos monoúso de polipropileno blanco, con costura y goma para un mejor ajuste.

Hipoalergénico.

No estéril.

Se sirven en bolsas indivisibles de 100 unidades.



0902050
Bolsa 100 u.
22,00 € /bolsa



10





Gorro recogepelo plegado polipropileno

Gorro recogepelo unisex de polipropileno blanco.
Embolsado individual.
Se sirven en bolsas indivisibles de 25 unidades.




Gorro recogepelo plegado non-woven

Gorro recogepelo unisex de non-woven (tejido no tejido) blanco plegado.
Se sirven en bolsas indivisibles de 100 unidades.



Bata non-woven

Bata unisex de non-woven (tejido no tejido) blanca, con velcro y sin bolsillos.
Embolsado individual.



Rasuradoras

Rasuradoras un solo uso



Rasuradoras de un solo uso con peine y tapa protectora, ofrecen un rasurado muy suave.

Libre de látex.

Inoxidable.

No estéril.

Estuches de 100 unidades.



Rasuradoras un solo uso Wilkinson

Rasuradora Wilkinson de un solo uso de alta calidad, de una hoja, color verde.

Con tapa protectora.

No estéril.

Estuche de 100 unidades.




Parafina y accesorios

Parafina rehabilitación

Bloques de parafina para rehabilitación.

Punto de fusión de 46°C - 50°C.

PL1	1 kg	10	11,95 € /u.
PL2	2 kg	5	17,95 € /u.
PL5	5 kg	5	34,90 € /u.



Bañera calentadora de parafina

Bañera calentadora de parafina de hasta 4 Kg.

Uso recomendado para manos, pies y codos. Dispone de termostato regulador de temperatura. 220V.

No incluye carga de parafina.

TTA0J
1 u.
112,20 € /u.



Bandas elásticas

Banda elástica de **silicona** entrenamiento y rehabilitación

Banda elástica Moves Band diseñada para proporcionar ejercicios seguros, fáciles y convenientes para la rehabilitación y entrenamiento deportivo.

La linealidad de cómo evoluciona la fuerza por alargamiento, ofrece la posibilidad de aplicar una amplia gama de ejercicios sin arriesgarse a una lesión, debido a un comportamiento extraño e inesperado del producto.

Libre de látex.

Rollo de 5.5 m.

Disponible en 5 variedades diferentes.

01120502
Amarillo - Suave
10,50 € /u.

01120503
Rojo - Medio
12,75 €

01120504
Verde - Fuerte
14,90 € /u.

01120505
Azul - Extrafuerte
17,10 € /u.


01120506
Negro - Fuerte especial
18,50 € /u.



Protección y desinfección

Jabón dermatológico +BO

Jabón líquido muy suave para uso frecuente.
 Contiene ingredientes hidratantes.
 Fórmula pH 5.5.



Desinfectante Oxivir Excel

Desinfectante Oxivir Excel sin alcohol, para superficies duras, no porosas y aparatos terapéuticos que entran en contacto con la piel del paciente / cliente, tales como radiofrecuencia, ultrasonido etc.

Basado en la tecnología de peróxido de hidrógeno acelerado (patente de Diversey), es efectivo frente a múltiples organismos patógenos como bacterias, virus y levaduras. Inocuo en caso de contacto con la piel y compatible con todas las superficies excepto mármol y metales blandos como cobre y latón.



Desinfectante piel sana Cutasept

Desinfectante para la piel sana.
 Acción rápida y efecto prolongado.
 Excelente tolerancia dérmica.
 Aplicación económica mediante atomizador.



Alcohol 70°

Desinfectante de uso tópico general. Alcohol etílico al 70%.



Mascarillas quirúrgicas

Blayco

Mascarilla quirúrgica Blayco de 3 capas, sin fibras de vidrio.

Hipoalergénica y de muy baja resistencia a la respirabilidad.

Tiras adaptables a la nariz y alta capacidad de filtración (>98%)

Ajuste perfecto.

Estuche de 50 unidades.





Pequeño formato

Si quieres fidelizar a tus clientes y que se cuiden en casa como lo hacen en tu centro, nuestra gama de productos de pequeño formato es ideal.

Crema de calor intenso OXD

Crema de calor intenso OXD, precompetición, indicada para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones atmosféricas adversas.

El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

	T3025 100 ml 5,95 €/u.		T3002 200 ml 9,55 €/u.	
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---

15% de descuento por la compra de una caja completa de 10 unidades.



Gel frío intenso OXD

Gel frío intenso OXD, postcompetición, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico. La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.

	T3027 100 ml 5,95 €/u.		T3004 200 ml 9,55 €/u.	
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---

15% de descuento por la compra de una caja completa de 10 unidades.



No recomendado para masajes prolongados debido a la intensidad de los efectos.

Gel recuperador **árnica + harpago** OXD

Gel recuperador OXD, postcompetición, con extracto de árnica y de harpagofito, para aplicar después del esfuerzo físico. Ideal para reconfortar y recuperar los músculos previniendo y reduciendo el cansancio muscular.



15% de descuento por la compra de una caja completa de 10 unidades.



Necesar de viaje OXD

Kit deportivo OXD en formato viaje. Con lo indispensable para que el deportista pueda seguir dando lo mejor de sí mismo allá donde vaya. Formato apto para equipaje de mano. Contenido:

- 1 x Crema de calor intenso 100 ml
- 1 x Gel frío intenso 100 ml
- 2 x Gel recuperador 100 ml
- 1 x Vaselina dermoprotectora 100 ml



Vaselina dermoprotectora OXD

Vaselina dermoprotectora OXD, lubricante y protectora de la piel contra irritaciones y rozaduras.

Resulta ideal para utilizar en aquellos deportes en los que puedan producirse irritaciones como consecuencia de fricciones entre la piel u otros elementos externos.




15% de descuento por la compra de una caja completa de 10 unidades.



Expositor productos 100 ml OXD

Expositor para los productos de 100 ml de la gama OXD Sports. Incluye:

- 6 x 100 ml. Crema de calor intenso
- 6 x 100 ml. Gel frío intenso
- 6 x 100 ml. Gel recuperador




T3037
18 x 100 ml
86,75 €




Expositor productos 200 ml OXD

Expositor para los productos de 200 ml de la gama OXD Sports. Incluye:

- 4 x 200 ml. Crema de calor intenso
- 4 x 200 ml. Gel frío intenso
- 4 x 200 ml. Gel recuperador



T3009
12 x 200 ml
104,95 €



Condiciones de envío

GRATUITOS los envíos a España (España peninsular e Islas Baleares) en pedidos superiores a CIEN EUROS (100€) y entrega en 72 horas.

Para pedidos inferiores a 100 € el coste del envío es 6,95 € (impuestos excluidos).

Todos los productos se sirven en unidades individuales, excepto en los que se indica lo contrario, que se sirven en bolsa, estuche o caja completa indivisible.



Telic, SAU
Oficinas centrales y fábrica

Molí d'en Barri, 7
08415 Bigues i Riells
Barcelona – Spain
T. +34 938 656 125
telic@telic.group

Telic, SAU
Delegación comercial y almacén

Rieral de Can Barri, 9 bis
08415 Bigues i Riells
Barcelona – Spain
T. +34 938 656 125
telic@telic.group

 www.telic.group
 [oxdsport](https://www.instagram.com/oxdsport)