

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA

CENTROS DE FISIOTERAPIA



OXD
PROFESSIONALCARE



ÜMAN®

+B.O®

 **TELIC**
GROUP



Nuestra orientación hacia los ámbitos de la fisioterapia y el deporte cumple con nuestra vocación de calidad de servicio a las personas, y está avalada por nuestra amplia experiencia en el campo de la salud.


Contamos con una amplia gama de soluciones adaptada a las necesidades de los profesionales de la fisioterapia para ayudarles a completar sus tratamientos profesionales. Desarrollamos nuestras propias fórmulas y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles de calidad.



ÍNDICE

_Masaje profesional	4
Aceites para masaje corporal	5
Aceites esenciales	8
Cremas oleosas	10
Cremas para masaje	11
Leche para masaje	12
Geles para masaje	13
_Masaje deportivo	14
Crema de calor	15
Gel frío	16
Gel recuperador	17
_Tratamientos profesionales	18
Radiofrecuencia	19
Electroterapia	20
Terapia frío / calor	27
Punción seca y acupuntura	28
Otras terapias	32
_Vendaje profesional	34
Kinesiotape	35
Pre-tapes	36
Vendas crepé	36
Vendas elásticas	37
Esparadrapo	39
_Consumibles y accesorios	40
Gel ultrasonido	41
Electrodos ECG	43
Gel conductor	47
Gel lubricante	47
Celulosa	48
Papel camilla	49
Prendas monoúso	50
Rasuradoras	53
Parafina y accesorios	54
Bandas elásticas	55
Protección y desinfección	56
_Pequeño formato	58

MASAJE PROFESIONAL



Nuestra gama de productos para masaje profesional ha sido diseñada para **satisfacer las necesidades del profesional**, pero minimizando aditivos innecesarios, como colorantes o alérgenos del perfume.

Permiten la realización de cualquier tipo de masaje para diferentes tratamientos y en cualquier paciente, gracias a la amplia gama de composiciones disponibles, a sus **ingredientes específicos** y **la multitud de formatos**.

_Aceites para masaje corporal



Aceite para masaje de **karité** Üman

Aceite para masaje Üman con manteca de karité, base de almendras y vitamina E.

Recomendado para la piel sensible y con irritaciones. Ayuda a combatir las arrugas y el envejecimiento de la piel.

Protege, repara, alivia y fortalece el tejido epidérmico.

TFA0K 500 ml. 12,25 €



Aceite para masaje **piernas cansadas** Üman

Aceite para masaje Üman con base de almendras y enriquecido con vitamina E, que combina los aceites de menta, eucalipto, romero, lavanda y extracto de árnica.

Aplicado en masaje ascendente en las piernas, proporciona una gran sensación de alivio del cansancio y pesadez de las piernas.

TFA00 500 ml. 12,25 €



Aceite para masaje de **argán** Üman

Aceite para masaje de argán Üman, con base de almendras y enriquecido con vitamina E.

El argán es apreciado por su efecto antiedad gracias a la gran cantidad de antioxidantes que contiene. Favorece la regeneración de la piel ayudando a que no se oxide ni envejezca. Suaviza la piel, la hidrata y promueve su elasticidad.

TFA0R 500 ml. 12,25 €

Aceite para masaje **relajante** Üman

Aceite para masaje relajante Üman, con base de almendras y jojoba y enriquecido con vitamina E.

Su fórmula hidratante cuida tanto de la piel del paciente como de las manos del masajista.

TFA0P 500 ml. 12,25 €



Aceite para masaje **neutro** OXD

Aceite para masaje profesional neutro OXD con base de aceite mineral, formulado especialmente para la realización de masajes prolongados.

Facilita el deslizamiento de las manos y es apto para cualquier técnica de masaje.

Recomendado para todo tipo de pieles.

TFA04	1000 ml.	10,30 €
TFA01	5000 ml. + dispensador	40,35 €



Aceite para masaje con **limón** OXD

Aceite para masaje profesional con limón OXD, con base de aceite mineral.

El limón ayuda a regular los niveles de grasa que se depositan en la piel, eliminando las toxinas y estimulando la circulación.

Combate la celulitis. Recomendado para pieles grasas y con manchas.

TFA0Q	1000 ml.	11,05 €
TFA0S	5000 ml. + dispensador	42,00 €



Aceite para masaje de **almendras dulces** OXD

Aceite para masaje profesional de almendras dulces OXD, enriquecido con vitamina E.

Aceite natural rico en vitaminas y minerales, recomendado para el cuidado de las pieles sensibles y secas.

TFA0E	1000 ml.	14,10 €
TFA06	5000 ml. + dispensador	58,00 €

Aceite para masaje con árnica OXD

Aceite para masaje profesional con árnica OXD, con base de almendras y enriquecido con vitamina E, beneficioso para combatir la hinchazón y flacidez de la piel, así como para relajar la musculatura.

TFA0T	1000 ml.	15,30 €
TFA0V	5000 ml. + dispensador	65,10 €



Aceite para masaje con aguacate OXD

Aceite para masaje profesional con aguacate OXD, con base de almendras y enriquecido con vitamina E, favorece la regulación y el equilibrio de la piel, haciendo que luzca más tersa, flexible, joven y suave.

Recomendado para pieles secas y sensibles.

TFA0W	1000 ml.	15,30 €
--------------	----------	---------

_Aceites esenciales



Aceite esencial de **lavanda** OXD

Aceite esencial de lavanda OXD, apropiado para pieles átonas, grasas y con impurezas.

La lavanda posee propiedades calmantes, descongestivas, refrescantes y suavizantes, y propiedades moderadas de tonificación y depurificación.

Tapón gotero.

TFE03 30 ml.

16,40 €

Aceite esencial de **romero** OXD

Aceite esencial de romero OXD, que ayuda a potenciar los efectos beneficiosos del masaje.

El romero se utiliza como depurificador, tónico, refrescante, desodorante y astringente. Tiene acción estimulante, protege la piel y asegura unas condiciones de higiene óptimas.

Tapón gotero.

TFE04 30 ml.

14,10 €



Aceite esencial de **limón** OXD

Aceite esencial de limón OXD, con efectos depurificadores, desodorizantes y astringentes, minimiza el exceso de secreción y combate las impurezas. Garantiza una higiene óptima de la piel.

Tapón gotero.

TFE06 30 ml.

12,75 €





Aceite esencial de **eucalipto** OXD

Aceite esencial de eucalipto OXD, con propiedades balsámicas, tonificantes, protectoras y emolientes. Puede ejercer también un efecto dermopurificador y estimulante.

Se utiliza para el tratamiento de pieles congestionadas, en pieles excesivamente grasas y/o con impurezas y en pieles irritadas.

Tapón gotero.

TFE10 30 ml.

12,50 €

Aceite esencial de **árbol** **de té** OXD

Aceite esencial de árbol de té OXD, potente dermopurificador e higienizante. Se le atribuyen efectos calmantes y protectores, a la vez que tonifica y estimula.

Tapón gotero.

TFE16 30 ml.

21,10 €



_Cremas oleosas



Crema oleosa para masaje **neutra** OXD

Crema oleosa para masaje profesional OXD, que se transforma en aceite durante el masaje gracias a su fórmula fundente.

Recomendada para todo tipo de pieles. Sin perfume. Enriquecida con vitamina E.

TFA08	500 ml.	6,50 €
TFA0B	5000 ml. + dispensador	42,95 €

Crema oleosa para masaje **calor suave** OXD

Crema oleosa para masaje profesional de calor suave OXD, ideal para masaje profesional, sobre todo para aquellos en los que se requiera proporcionar efecto calor.

Facilita el deslizamiento de las manos, apta para cualquier técnica de masaje.

Fórmula hidratante enriquecida con vitamina E, recomendada para todo tipo de pieles.

TFA09	500 ml.	7,25 €
TFA0F	5000 ml. + dispensador	58,50 €



_Cremas para masaje

Crema **neutra** para masaje OXD

Crema neutra para masaje profesional OXD, que permite un masaje suave bajo cualquier técnica gracias a su fácil deslizamiento.

Nuestras cremas neutras para masaje se pueden mezclar con cualquier aceite esencial OXD para personalizarlas en función de la terapia o del aroma que deseemos.

Recomendada para todo tipo de pieles.

TFCM4	500 ml.	6,75 €
TFCM1	1000 ml.	11,65 €



Crema **neutra** para masajes prolongados OXD

Crema neutra para masaje profesional prolongado OXD, con fórmula exclusiva y de alta calidad idónea para masajes prolongados.

Nuestras cremas neutras para masaje se pueden mezclar con cualquier aceite esencial OXD para personalizarlas en función de la terapia o del aroma que deseemos.

TFCM2	1000 ml.	16,75 €
--------------	----------	---------



Crema para masaje con **árnica** OXD

Crema para masaje profesional con árnica OXD, ideal para masajes prolongados combinado con los beneficios astrin-gentes y relajantes del árnica. Enriquecida con vitamina E.

TFCM5	500 ml.	9,30 €
--------------	---------	--------



Crema para masaje con **harpagofito** OXD

Crema para masaje profesional con harpagofito OXD, ideal para masajes prolongados combinado con los beneficios hidratantes, calmantes y descongestivos del harpagofito. Enriquecida con vitamina E.

TFCM6	500 ml.	9,30 €
--------------	---------	--------



_Leche para masaje



Leche para masaje **neutra** OXD

Leche para masaje profesional neutra OXD de textura ligera, formulada especialmente para la realización de masajes prolongados.

Facilita el deslizamiento de las manos, y es apta para cualquier técnica de masaje. Ideal para todo tipo de pieles.

Nuestras leches neutras para masaje se pueden mezclar con cualquier aceite esencial OXD para personalizarlas en función de la terapia o del aroma que deseemos.

TFLM1	1000 ml.	9,75 €
TFLM2	5000 ml. + dispensador	38,80 €



Leche para masaje con **limón** OXD

Leche para masaje profesional con limón OXD de textura ligera, que regula los niveles de grasa que se depositan en la piel, elimina las toxinas, estimula la circulación y combate la celulitis.

Ideal para tratamiento de pieles impuras, grasas y con manchas.

TFLM4	1000 ml.	11,50 €
TFLM5	5000 ml. + dispensador	42,00 €

Leche para masaje con aguacate OXD

Leche para masaje profesional con aguacate OXD de textura ligera, que favorece la regulación y el equilibrio de la piel, gracias al aporte extra de Vitamina E, consiguiendo una piel más tersa y suave.

TFLM6 1000 ml.

11,20 €



_Geles para masaje



Gel corporal de **árnica** OXD

Gel corporal de árnica OXD, que aporta bienestar a la piel gracias a los beneficios del árnica. Alivia, revitaliza y reconforta.

El árnica se utiliza en cosmética por sus propiedades astringentes y calmantes.

Es beneficiosa para combatir la hinchazón y la flacidez de la piel, así como para relajar la musculatura.

TFG01 250 ml.

10,60 €

TFG0A 500 ml.

18,25 €

MASAJE DEPORTIVO



Preparar los tejidos musculares para el esfuerzo físico en **entrenamientos y competiciones, y su posterior recuperación**, es fundamental para conseguir los mejores resultados.

Con este fin, OXD pone a disposición de los profesionales y los deportistas sus cremas y geles específicos para masaje deportivo.

_Crema de calor



Crema de **calor intenso** OXD

Crema de calor intenso OXD, precompetición, indicada para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones atmosféricas adversas.

El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

No recomendado para masajes prolongados debido a la intensidad de los efectos.

T3030 1000 ml.

30,90 €



_Gel frío

Gel frío OXD

Gel frío OXD, postcompetición, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico.

La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.

No recomendado para masajes prolongados debido a la intensidad de los efectos.

T3031 1000 ml.

20,50 €



Gel frío intenso OXD

Gel frío intenso OXD, postcompetición, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico.

La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.

No recomendado para masajes prolongados debido a la intensidad de los efectos.

T3032 1000 ml.

30,90 €

_Gel recuperador

Gel recuperador **árnica** **+ harpago** OXD

Gel recuperador OXD, postcompetición, con extracto de árnica y de harpagofito, para aplicar después del esfuerzo físico.

Ideal para reconfortar y recuperar los músculos previniendo y reduciendo el cansancio muscular.

T3033 1000 ml.

30,90 €



TRATAMIENTOS PROFESIONALES



Los complementos cosméticos para tratamientos profesionales de fisioterapia son nuestra especialidad. Además, también disponemos de dispositivos para ayudar al completar determinados procesos terapéuticos.

_Radiofrecuencia

Crema reafirmante para radiofrecuencia OXD

Crema reafirmante OXD con formulación y textura cremosa compatibles con tratamientos de radiofrecuencia.

Agradable fórmula no grasa, con escualano, un potente agente antioxidante e hidratante, reconocido por sus propiedades regeneradoras y reafirmantes, que aporta una fácil absorción sin dejar residuos grasos, y que nutre, suaviza y sella la humedad en la piel para proteger de la deshidratación.

Su textura altamente acuosa, similar a un gel, favorece la conductividad y refresca la piel, evitando el calentamiento de la piel durante la sesión de radiofrecuencia.

Gran conductividad con bajos niveles de sales.

TFCR1 1000 ml.

18,95 €



Electroterapia

Neurotrac TENS

El NeuroTrac TENS es bicanal y digital. Ofrece 12 programas preestablecidos con tipos de corriente convencional, ráfaga o burst y modulada de fácil uso y 2 programas libres para personalizar.

TENS convencional o normal: se usa generalmente para tratar dolores agudos (la frecuencia en Hz será más alta cuanto más agudo sienta el dolor).

Ráfaga o burst: es comparable a la frecuencia de baja intensidad del programa convencional del TENS excepto en que cada impulso es substituido por una corta ráfaga de 9 impulsos [200µS] a 150 Hz.


Modulación TENS: este programa ayuda a prevenir el efecto acomodación de los nervios a los impulsos que algunos pacientes experimentan. Esto se alcanza al cambiar o modular continuamente el impulso y la frecuencia.

- Amplitud: 0-80 mA
- Frecuencia: 2 Hz - 200 Hz
- Impulsos: 50 µS a 300 µS

Dimensiones: 119.2 x 69 x 28.7 mm.


Peso: 0,07Kg sin pilas. 0,1Kg con pilas.

Incluye: Aparato NeuroTrac® TENS, 4 electrodos autoadhesivos de 50 x 50 mm, bolsa de tela, 2 juegos de cables Neurotrac, una pila 9 voltios alcalina, manual en español.



TTA02

122,80 €



Cable de 2 salidas para Neurotrac TENS

Cable de 2 salidas para Neurotrac-TENS.

TTC04

9,20 €

Dispositivo TENS analógico

Dispositivo para la estimulación nerviosa con impulsos eléctricos para el alivio y el tratamiento sintomático del dolor.

2 canales.

Temporizador.

Modulable en frecuencia y tiempo de pulso.

Regulación manual del tiempo de impulso y frecuencia, así como de sus dos canales de intensidad.

Tres tipos de impulso: normal, burst y modulado.

Forma de onda: impulso rectangular simétrico bifásico e impulso rectangular.

Amplitud de impulso: 0 – 80 mA

Frecuencia del pulso: 2 – 150 Hz

Alimentación: 1 batería 9V

Dimensiones: 95 x 65 x 23,5 mm

Peso: 115 g incluida la batería

Incluye: 4 electrodos autoadhesivos de 45 mm de diámetro, 2 cables, batería de 9V, instrucciones y caja rígida.



TTA0Y

81,15 €



Cable con clavija descubierta

Cable con cavija descubierta para Tens analógico.

TTC11

6,15 €



Neurotrac Pelvitone

El dispositivo PelviTone de doble canal tiene todas las características necesarias para el tratamiento de la incontinencia y además: programas multifásicos en los que el tratamiento se divide en fases temporales con distintos parámetros de estimulación (hasta 5 fases).

Una estimulación simétrica, con una anchura de pulso reducida: 50 330 μ S. 3 programas personalizables más 11 programas preconfigurados para los distintos tipos de incontinencia.

Función de bloqueo para medir el cumplimiento terapéutico en casa (mA y tiempo de utilización).

Bolsa de tela que incluye: 2 juegos de cables, 1 pila 9V y manual de uso.

NOTA: No incluye sondas. Se venden por separado.

TTA0W

141,10 €



Sonda vaginal para TENS Pelvitone



La sonda vaginal para TENS Pelvitone clásica posee dos electrodos para el control de los músculos del suelo pélvico y para el tratamiento de la incontinencia urinaria y/o incontinencia fecal.

Para el uso personal de cada paciente.

Diámetro: 20 mm.

Largo: 100 mm.

TUSN4

25,30 €

Sonda vaginal Interlax Plus para TENS Pelvitone



La sonda vaginal Interlax Plus es para el uso personal de cada paciente.

Su forma hueca específica y redondeada, permite una fácil colocación incluso en problemas de prolapsos, y evita que se mueva o se salga durante la estimulación, por lo que es una sonda muy cómoda de utilizar.

De igual manera resulta más fácil de limpiar y guardar. Al ser hueca, es muy ligera y permite un anclaje más fácil y muy práctico. Además, sus cables están integrados e impiden que la interferencias alteren la medición electromiográfica.

Incluye un indicador en forma de antena que permite utilizarla en el domicilio como ayuda para corregir si se hacen mal los ejercicios.

Válida para todos los electroestimuladores y biofeedback que posean conexión de 2 mm.

Uso individual.

Producto disponible bajo pedido.

Diámetro: 34 mm.

Largo: 78 mm.

TUSN2

25,85 €

Pila alcalina 9V

Pila alcalina 9V. Blister de 1 unidad.

6LR 61

2,15 €



Electrodo pregelado para estimulación muscular Dormo **DT Series**

Electrodo reutilizable de silicona conductora Dormo-TENS DT series para estimulación muscular, que incorpora hidrogel adhesivo reutilizable, de uso en un solo paciente.

Larga duración.

Dispone de recambios de hidrogel RT-Series*, de colocación fácil y práctica.

Connexión hembra de 2 mm.

Disponibles en diferentes tamaños.



Código

Medidas (mm)

Unidades / Bolsa

Precio/Bolsa

TTEB1

50 x 50 mm

4 unidades

4,00 €



TTED1

100 x 50 mm

2 unidades

3,90 €

Recambios de hidrogel para electrodos DT series Dormo

Recambios de hidrogel para electrodo Dormo-TENS DT series.



Código

Medidas (mm)

Unidades/Bolsa

Precio/Bolsa

TTRB1

50 x 50 mm

20 unidades

9,00 €




TTRD1

100 x 50 mm

10 unidades

6,50 €



Electrodo pregelado para estimulación muscular Dormo **SC Series**

Electrodo reutilizable de tejido no tejido suave y flexible Dormo-TENS SC series para estimulación muscular, con hidrogel adhesivo de uso en un solo paciente.

Conexión corchete.



Código

Medidas (mm)

Unidades/Bolsa

Precio/Bolsa

TTEF1

50 x 50 mm

4 unidades

2,85 €



TTEF2

50 x 100 mm

4 unidades

4,05 €

Electrodo pregelado para estimulación muscular Dormo **ST Series**

Electrodo reutilizable de tejido no tejido suave y flexible Dormo-TENS ST series para estimulación muscular, con hidrogel adhesivo de uso en un solo paciente.

Con latiguillo incorporado para conexión hembra 2 mm.



Código

Medidas (mm)

Unidades/Bolsa

Precio/Bolsa

TTEC3

Ø 30 mm

4 unidades

2,70 €



TTEC1

50 x 50 mm

4 unidades

2,60 €



TTEC2

50 x 100 mm

4 unidades

2,80 €

_Terapia frío / calor

Bolsa reutilizable frío / calor OXD

Bolsa reutilizable frío / calor OXD, que puede usarse tanto en terapias de frío como de calor, ya que su composición le permite mantener la temperatura.

En frío es adecuado para inflamaciones, hematomas, golpes, torceduras, lesiones musculares o articulares.

En modo calor alivia el dolor muscular y articular y es adecuada para lumbalgias, tortícolis, reumatismo o hipotermia.

T3021	130 x 260 mm	2,35 €
	Caja completa 20 u.	32,00 €
T3022	130 x 260 mm + Funda	5,70 €



T3021



T3022

Spray frío

El spray frío es una solución útil para mitigar lesiones traumáticas menores (contusiones, esguinces, hinchazones). Ideal para todas las situaciones en las que se requiere una terapia de frío.

Spray con válvula que puede rociar a 360°. Utilizar desde una distancia de aproximadamente 20 cm directamente sobre el área a tratar hasta que aparezca un polvo fino. Rocíe el área con un movimiento de barrido para evitar la congelación. Usar sobre piel intacta.

Envase de 400 ml.

P2002	400 ml.	5,15 €
	Caja completa 12 u.	52,53 €



Bolsa frío instantáneo

La bolsa de frío instantáneo es útil en las terapias de primeros auxilios y en situaciones que necesitan aplicaciones de frío.

Agitarla tras un simple golpe seco en la bolsa o un leve apretado, genera la reacción química que genera el frío sin necesidad de refrigeración externa.

P2001SPORT	140 x 180 mm	0,70 €
	Caja completa 32 u.	19,04 €



_Punción seca y acupuntura

Aguja punción seca con guía

Aguja diseñada específicamente para punción seca. Fabricada en aleación de acero inoxidable quirúrgico de alta resistencia que permite la flexibilidad y dureza exacta para poder trabajar la punción seca y evitar que se rompan.

Agujas sin dolor para un mayor beneficio del paciente. Con aceite de uso médico y un afilado específico diseñado para la punción seca.

Mango reforzado para evitar el desprendimiento.

Las agujas APS® siguen siendo las únicas agujas diseñadas y homologadas a nivel sanitario como agujas para la técnica de punción seca.


Cada caja contiene 100 unidades.

Disponibles en diferentes medidas.



A1010P	0.30 x 75 mm - Negro	10,30 €
A1037BP	0.16 x 25 mm - Verde	8,85 €
A1037P	0.25 x 13 mm - Rosa fuerte	9,75 €
A1037PS	0.16 x 13 mm - Marrón / Blanco	8,75 €
A1038P	0.25 x 25 mm - Rojo	8,95 €
A1040P	0.30 x 40 mm - Blanco	8,95 €
A1042BP	0.30 x 50 mm - Rosa	8,95 €
A1042CP	0.30 x 60 mm - Lila	8,95 €
A1042P	0.25 x 40 mm - Amarillo	8,95 €
A1043P	0.25 x 30 mm - Marrón	8,95 €
A1044P	0.20 x 30 mm - Gris	8,95 €
A1045P	0.30 x 30 mm - Naranja	8,95 €
A1047P	0.30 x 100 mm - Azul claro	16,80 €





Aguja coreana estéril

Agujas manopuntura coreanas. Calidad premium, mango de acero, sin cabeza y en envase de papel estéril. Doble capa de aceite. Doble proceso de pulido.

Las agujas de acupuntura coreanas poseen una gran flexibilidad y un afilado perfecto gracias al tipo de acero quirúrgico utilizado en su elaboración. Su parte superior presenta un mango con un dibujo filiforme característico.

Cada caja contiene 100 unidades.

Disponibles en diferentes medidas.

A1046	0.17 x 7 mm	6,40 €
A1046B	0.25 x 15 mm	6,15 €
A1046D	0.20 x 30 mm	6,15 €
A1047	0.25 x 30 mm	6,50 €
A1049	0.30 x 30 mm	6,15 €



Aguja acupuntura estándar

Aguja de acupuntura estándar. Envase de papel individual. Mango cobre. 1 capa de aceite y un proceso de pulido. Con cabeza.

Todas las agujas chinas estériles de acupuntura están fabricadas en acero inoxidable quirúrgico de primera calidad y poseen una gran flexibilidad que garantiza una perfecta punción.

Los distintos tipos de cabeza y mangos, bañados en plata, cobre o aluminio, permiten asegurar una manipulación sumamente precisa.

Cada caja contiene 200 unidades.

Disponibles en dos medidas.

A1031	0.25 x 13 mm	9,30 €
A1032	0.25 x 25 mm	9,30 €



Aguja acupuntura premium

Aguja de acupuntura premium. Envase de papel individual. Caja de 200 unidades. Mango de plata. 2 capas de aceite y doble proceso de pulido. Con cabeza.

Todas las agujas chinas estériles de acupuntura están fabricadas en acero inoxidable quirúrgico de primera calidad y poseen una gran flexibilidad que garantiza una perfecta punción.

Los distintos tipos de cabeza y mangos, bañados en plata, cobre o aluminio, permiten asegurar una manipulación sumamente precisa.

Cada caja contiene 200 unidades.

Disponibles en dos medidas.

A1007	0.25 x 13 mm	12,50 €
A1007C	0.20 x 25 mm	12,50 €
A1008	0.25 x 25 mm	12,50 €



Contenedor de agujas

Contenedor de agujas de polietileno cilíndrico, de alta densidad (1000ml).

Constituido por cuerpo, tapa y contratapa. Presenta grabadas en altorrelieve las instrucciones de uso, la marca y la indicación de biopeligro.

TFBC0	2,35 €
--------------	--------

_Otras terapias

Ventosa pera de goma para masaje

Ventosa pera de goma para masaje. Estas ventosas con pera de goma son de muy fácil aplicación. Una vez situada la ventosa sobre la zona a aplicar, se consigue el efecto de vacío presionando la pera de goma.

Desde hace muchos siglos, la medicina oriental utiliza las ventosas para la prevención y tratamiento de enfermedades obteniendo excelentes resultados, ya que proporcionan una fuerte estimulación sanguínea, ideal para bloqueos de músculos, falta de circulación, etc.

AC4012D	Nº 01 - 5.6 cm	11,20 €
AC4012	Nº 02 - 4.8 cm	10,75 €
AC4010	Nº 04 - 3.3 cm	8,85 €



Puro moxa artemisa pura para moxibustión

Puro moxa artemisa pura para moxibustión. Combustión normal. Las moxas en puros de combustión normal están fabricadas con artemisa pura o con distintas plantas medicinales.

Estas moxas se utilizan para moxibustión indirecta y son la forma más tradicional de presentación de esta técnica.

Para su aplicación se enciende uno de los extremos de la moxa y se mantiene el puro encendido encima del punto a estimular a una distancia adecuada al calor que se quiere dar.

Las moxas sin humo se utilizan del mismo modo que las moxas de combustión normal, y están presentadas en cilindros rígidos que contienen plantas medicinales chinas y un incienso de aroma especial.



AE6003



AE6040H

AE6003	Longitud 21.5 cm / Caja 10 u.	8,25 €
AE6040H	Aplicador facial / Caja 25 u.	16,60 €

Chincheta coreana

Chincheta coreana de 2 esparadrapos superpuestos, uno que se sujeta a la piel y otro que se sujeta a la chincheta.

Las chinchetas son un tipo de aguja de presión con forma circular similar a una chincheta corriente, de ahí su nombre.

Las de diámetro y grosor reducido son recomendadas para el tratamiento de la aurícula y las de mayor tamaño suelen ser utilizadas en otras zonas del cuerpo.

Caja de 100 unidades.

AA2004

9,30 €




Semillas herbales para aurículo

Semillas Herbales para aurículo. Adhesivo cuadrado. Las semillas herbales provienen de plantas medicinales chinas y son muy utilizadas en los puntos auriculares.

Sirven de sustitución a las chinchetas clásicas porque tienen la ventaja de no necesitar inserción, por lo que resultan más cómodas para el paciente. Además ejercen una presión constante sobre el punto en el que se aplican, liberando los principios activos de las plantas de las que están compuestas.

AA2022A

16,00 €




Bolitas metálicas japonesas

Las bolitas metálicas pueden ser de acero, titanio o bañadas en plata u oro, magnéticas o no.

Se utilizan para hacer presión sobre la piel, en distintos puntos corporales, muy especialmente en los puntos auriculares, dado que producen una reacción iónica en la zona presionada que intensifica su efecto con la acción del flujo magnético en el cuerpo.

Cada caja contiene 300 unidades.




AA2011 Tira negra con adhesivo transparente **20,60 €**

AA2011B Adhesivo textil. Magnéticas 700 gauss y baño oro **20,60 €**

AA2011D Adhesivo textil. Magnéticas 700 gauss y baño plata **20,60 €**

VENDAJE PROFESIONAL



Amplia gama de vendaje estándar y kinesiológico, además de complementos para cubrir múltiples necesidades.

Kinesiotape

Kinesiotape nº 1

Venda de tejido elástico de algodón y cinta deportiva acrílica adhesiva. Ligero y no restrictivo.

Producto hipoalergénico. Reduce el riesgo de irritaciones de la piel. Con características de elasticidad similares a las de la piel humana.

Permeable al aire y al agua, sin dejar de ser resistente al agua. Excelente fijación durante varios días (4-5 días).

Medidas: 5 cm x 5 m.

Disponible en 5 colores diferentes.

TH1600	Beige	7,50 €
TH1601	Azul	7,50 €
TH1602	Rosa	7,50 €
TH1603	Negro	7,50 €
TH1604	Verde lima	7,50 €



_Pre-tapes



Pre-tape de poliuretano CPK

La Pre-tape de poliuretano es una venda de espuma de poliuretano, con una estructura de poros abiertos, no voluminosa, suave, con buenas propiedades de adhesión y muy fina.

La textura de la espuma asegura que las sucesivas vueltas individuales del vendaje se adhieran bien sobre sí mismas impidiendo así que resbalen.

Indicadas para mantener el material de almohadillado en su sitio debajo de vendajes de yeso o sintéticos, sin causar bultos ni arrugas. También puede utilizarse para proteger la piel debajo de vendajes adhesivos, de compresión y esparadrapos.

Medidas: 7 cm x 27.5 cm.

Caja 48 unidades.

1358 Caja 48 u. **79,05 €**

_Vendas crepé

Venda crepé

Tejido elástico longitudinalmente 98% de algodón y 2% lycra color natural con líneas laterales rojas. No se deshilachan, antideslizantes y afines a la piel. Libres de látex.

Indicada para vendajes de soporte, fijación y compresión media.

Los hilos de lycra están cubiertos de algodón por lo que el contacto con la piel es 100% algodón.

TFD0J: Bolsas de 15 unidades.

TFD0K: Bolsas de 6 unidades.

TFD0J	7 cm x 4 m	0,42 €
TFD0K	10 cm x 10 m	0,99 €



_Vendas elásticas

Venda elástica **adhesiva**

Venda elástica adhesiva de tejido elástico de algodón blanco con línea central de guiado amarilla y adhesivo de caucho sintético y óxido de zinc, libre de látex y colofonia (evita alergias mayoritariamente en niños).

Es fácilmente aplicable y posibilita la corrección del vendaje. Alta fuerza adhesiva que permite mantener el vendaje durante un período prolongado de tiempo.

No se deshilacha y es transpirable. Presenta márgenes libres de adhesivo lo que evita lesiones en la piel en vendajes aplicados durante varios días. Centro ergonómico de plástico que evita lesiones y molestias a los profesionales en su aplicación. Indicada para vendajes de compresión, soporte y fijación de apósitos.

Medida: 2.7 m sin tensión – 4.5 m con tensión.

Caja de 50 unidades.

1100	5 cm x 2.7 m	2,75 €
1102	7.5 cm x 2.7 m	3,55 €
1104	10 cm x 2.7 m	4,70 €



Venda elástica **cohesiva**

Venda elástica cohesiva rasgable de compresión CPK Sport.

Tejido elástico longitudinalmente compuesto de fibras sintéticas de poliéster/nylon de alta resistencia, recubierto por ambas caras de masa cohesiva libre de látex.

Sólo se adhiere sobre sí misma y no sobre la piel. Antideslizante, permeable al aire, esterilizable en autoclave (sin el envase original). Fácil de aplicar y rasgable en sentido transversal.

Indicada para prevención de roturas musculares, vendajes de soporte, descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares.

Las medidas indicadas son en tensión.

Cajas de 30 unidades.



TFD0R	5 cm x 4.5 m	3,82 €
TFD0S	7.5 cm x 4.5 m	5,00 €

Venda **elástica**

Venda CPK Fix de tejido elástico longitudinalmente, de viscosa y poliamida, recubierto en ambas caras con masa cohesiva.

Gracias a su elasticidad longitudinal y a su efecto cohesivo permite un vendaje rápido, sin pliegues, fiable, permeable al aire y afín a la piel. Sólo se fija sobre sí misma y no se adhiere a la piel.

Antideslizante, cómoda y agradable, fácil de aplicar y esterilizable mediante vapor (sin el envase original). Indicada para todo tipo de vendajes de fijación, sobre todo en partes difíciles del cuerpo como articulaciones, cabeza, tronco, etc.

Libre de látex, no se deshilacha y es transpirable.

Las medidas indicadas son en tensión.

Caja de 32 unidades.

TFD44	8 cm x 20 m	3,23 €
1318	10 cm x 20 m	3,65 €



Venda elástica de **compresión**

Venda elástica de compresión fuerte y tracción corta CPK Compress.

Tejido elástico de algodón con una elasticidad mínima del 90%. Alto poder compresivo y extensibilidad duradera. Permeable al aire, agradable a la piel y antideslizable.

Lavable y esterilizable mediante vapor. Indicada para realizar terapias compresivas en flebología así como para el tratamiento de linfedemas agudos y crónicos, para vendajes de sostén y descarga en traumatología y medicina deportiva.

Medidas: 10 cm x 5 m.

TFD0E	8,00 €
--------------	---------------

_Esparadrapo



Esparadrapo de **papel**

Esparadrapo de tejido no tejido blanco de poliéster y celulosa recubierto de adhesivo termofusible CPK tape.

Fácilmente rasgable. Adhesivo biocompatible de elevada fuerza adhesiva, conformable y permeable al aire y a la humedad.

Libre de látex.

Indicado para la fijación de todo tipo de apósitos y vendajes, catéteres, tubos, sondas y cánulas.

TFD05	1.25 cm x 9.10 m / Caja 24 u.	13,45 €
TFD06	2.50 cm x 9.10 m / Caja 12 u.	9,40 €
TFD07	5.00 cm x 9.10 m / Caja 6 u.	9,05 €

Esparadrapo **deportivo** rígido

Esparadrapo deportivo rígido de tejido blanco no elástico de algodón recubierto de adhesivo termofusible Lenotape.


Rasgable longitudinal y transversalmente y alto poder adhesivo. Indicado para vendajes funcionales y deportivos (taping).

Libre de látex.

1350	2.5 cm x 10 m / Caja 48 u.	74,40 €
1351	3.8 cm x 10 m / Caja 32 u.	64,00 €
1352	5 cm x 10 m / Caja 24 u.	80,40 €



CONSUMIBLES Y ACCESORIOS



Una amplia gama de material complementario para cubrir cualquier necesidad que pueda surgir en un centro de fisioterapia.

_Geles de ultrasonido

Gel de ultrasonidos **transparente** Transonic

Gel transparente para diagnóstico y terapia de ultrasonidos Transonic Clear. Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble. No daña el transductor. Se extiende fácil y uniformemente.

No apto para tratamientos de radiofrecuencia.

TOG15	250 ml.	0,95 €
TOG24	500 ml.	1,55 €
TOG16	1000 ml.	2,95 €
TOG12	5000 ml. Flexible* ¹	10,75 €
TOG08	5000 ml. Rígida* ²	10,75 €
TOB01	Bomba dosificadora	2,00 €

*¹ Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.

*² Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía por la compra de 4 unidades.



Gel de ultrasonidos azul Transonic

Gel azul para diagnóstico y terapia de ultrasonidos Transonic. Sin sal. No irrita la piel. No engrasa. Hidrosoluble. No daña el transductor. Se extiende fácil y uniformemente.

No apto para tratamientos de radiofrecuencia.

TOG02	250 ml.	0,95 €
TOG25	500 ml.	1,55 €
TOG04	1000 ml.	2,95 €
TOG05	5000 ml. Flexible*1	10,75 €
TOG07	5000 ml. Rígida*2	10,75 €
TOB01	Bomba dosificadora	2,00 €

*1 Contiene cánula y botella de 250 ml. vacía.

*2 Contiene dispensador y botella de 250 ml. vacía por la compra de 4 unidades.



Electrodos ECG

Electrodos ECG Dormo para monitorización corta

Los electrodos Dormo para monitorización corta permiten unos resultados excelentes en pruebas de diagnóstico de corta duración.

Su soporte en foam garantiza una adhesión precisa, y la conexión corchete e hidrogel en textura sólida o semilíquida, se adaptan a cualquier necesidad en pruebas ECG.

Se vende en cajas de 1000 unidades (20 bolsas de 50 unidades).

	Código	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Tipo de gel	Precio/Caja
	TECA1	Adulto Pediátrico Neonatal	22 x 22 mm	Sólido	70,00 €
	TEM01	Adulto Pediátrico Neonatal	Ø 30 mm	Sólido	100,00 €
	TEA07	Adulto Pediátrico	36 x 42 mm	Sólido	100,00 €
	TEA08	Adulto Pediátrico	36 x 50 mm	Sólido	100,00 €
	TEAL2	Adulto Pediátrico	36 x 50 mm	Semilíquido	100,00 €
	TEAS1	Adulto	Ø 50 mm	Semilíquido	65,00 €
	TEA09	Adulto	Ø 50 mm	Sólido	100,00 €



Electrodos ECG Dormo para monitorización larga

El soporte en papel o material textil de los electrodos para ECG Dormo para pruebas de larga duración garantizan una adhesión prolongada en el tiempo, a la vez que velan por la comodidad del paciente.

Su hidrogel en textura sólida o semilíquida garantizan una excelente transmisión de la señal en cualquier condición.

Conexión corchete.

Se vende en cajas de 1000 unidades (20 bolsas de 50 unidades).

	Código	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Soporte	Tipo de gel	Precio/Caja
	TEI10	Adulto	Ø 50 mm	Papel	Sólido	100,00 €
	TEALP	Adulto	Ø 50 mm	Papel	Semilíquido	100,00 €
	TESA1	Adulto	Ø 50 mm	Textil	Semilíquido	100,00 €

Electrodos ECG Dormo para pruebas de esfuerzo

Los electrodos Dormo para pruebas de esfuerzo están diseñados para garantizar su adherencia a la piel del paciente, asegurando la transmisión de la señal.

Con gel semilíquido y conexión corchete, son la mejor opción para pruebas de corta duración en las condiciones más exigentes.

Se vende en cajas de 1000 unidades (20 bolsas de 50 unidades).



Código	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Soporte	Gel	Precio/Caja
TEDS1	Adulto	36 x 50 mm	Foam	Semilíquido	100,00 €

Electrodos ECG Dormo-Tab para pruebas en reposo

Los electrodos de diagnóstico Dormo-Tab, específicos para pruebas en reposo, optimizan los costes de las pruebas.

Con una adhesión segura, suave y agradable, que se adapta al contorno del cuerpo, y su práctica lengüeta, que se conecta fácilmente a las pinzas, son la mejor opción para el diagnóstico de pacientes en reposo.

Con gel acrílico y conexión corchete.

Se vende en bolsas de 100 unidades.



Código	Tipo de paciente	Medidas (mm)	Soporte	Precio/Bolsa
TEL01	Adulto Pediátrico	22.5 x 26.4 mm	Papel/PET con recubrimiento C-Ag/AgCl	5,00 €

Gel conductor

Gel altamente conductor. Para monitorización ECG, de corta, larga duración y electroestimulación.

No corroe terminales ni contactos manteniendo una perfecta higiene de los mismos posterior a su utilización.

No irrita la piel.

Hidrosoluble.

TOG01 250 ml.

1,10 €



Gel lubricante Dormo

Gel lubricante hidrosoluble Dormo para procesos que requieran lubricación no específica.

No daña equipos ni instrumental de plástico, metal o textil.

No irrita.

TOGH1 100 ml.

3,20 €

_Celulosa

Caja tisúes papel

Toallitas de papel para uso profesional, multiusos.
 Dos capas. Gran suavidad. Máxima absorción.
 Medida toallitas: 21 x 20.7 cm.
 Contiene 100 toallitas.

TB014

1,50 €



Bobina secamanos de papel tisú

Bobina de papel tisú liso de 2 capas precortado a 33 cm, indicado para la limpieza de diversos entornos de trabajo.
 Servicios por rollo: 45 unidades.
 Mandril extraíble.
 Medidas: 20 cm x 148,5 m.
 Caja de 6 rollos.

J288205

27,90 €



Papel higiénico

Rollos de papel higiénico 100% reciclado y ecológico, de 2 capas.
 18 m de largo.
 12 unidades por paquete.

H263380

4,50 €



Toallas de manos de papel

Toallas de manos de papel de 2 capas, extra absorbentes, suaves y resistentes.
 Celulosa 100%.
 Medidas: 23 x 20 cm.
 Paquete de 196 unidades.

J281700

1,80 €



_Papel camilla

Papel camilla **1 capa rugoso**

Papel camilla de 1 capa, rugoso.

Medida: 58 cm de ancho x 80 m de largo.

Caja de 6 rollos.

TB054

38,15 €



Papel camilla **polipropileno**


Papel camilla de polipropileno.

Medida: 58 cm de ancho x 80 m de largo.

Caja de 6 rollos.

TB052

39,90 €



Papel camilla **2 capas ECO**

Rollos de papel camilla de celulosa reciclada para entornos profesionales.

Resistente a la humedad.

Medidas: 59 cm de ancho x 80 m de largo.

Precortado a 40 cm o 200 cm.

Caja de 6 rollos retráctiles individualmente.

J289144 Precortado a 40 cm **45,75 €**

J289120 Precortado a 200 cm **45,75 €**



Cubrecamilla ajustable **polipropileno**

Cubrecamillas ajustable desechable de polipropileno. 20 gr/m².

LC4200 100 x 220 cm. Bolsa 5 u. **5,60 €**

LC47520 80 x 210 cm. Bolsa 5 u. **5,20 €**

1002060 80 x 210 cm. Bolsa 1 u. **1,00 €**



_Prendas monoúso

Zapatillas monoúso polipropileno

Zapatillas monoúso de polipropileno.
 Disponible cerrada y descubierta.
 Embolsado individual.

TB00Z	Descubiertas. Caja 70 pares.	29,20 €
1702040	Cerradas. Caja 200 pares.	114,50 €



Tanga mujer mini polipropileno blanco

Mini tanga de mujer de polipropileno en color blanco, con elástico ribeteado rosa para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Embolsado individualmente.

Bolsa de 100 unidades.

TB00V

20,15 €



Tanga mujer polipropileno

Tanga de mujer de polipropileno en color blanco, con elástico ribeteado rosa para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Embolsado individualmente.

Bolsa de 100 unidades.

TB00R

20,15 €



Slip hombre polipropileno

Slip de hombre de polipropileno azul oscuro, con elástico ribeteado para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Embolsado individual.

Caja de 25 unidades.

254AG

20,50 €



Tanga de hombre polipropileno

Tanga de hombre de polipropileno con elástico ribeteado para un mejor ajuste.

Talla única.

Hipoalergénico.

No estéril.

Disponible en negro y azul.

Embolsado individual.

TB00S Negro. Caja 100 u.

24,10 €

TB038 Azul oscuro. Caja 20 u.

5,60 €



Peúcos non-woven y capa de polipropileno blanco

Peúcos monoúso de polipropileno blanco, con costura y goma para un mejor ajuste.

Hipoalergénico.

No estéril.

Bolsa de 100 unidades.

0902050

22,40 €

Gorro recogepelo plegado polipropileno

Gorro recogepelo unisex de polipropileno blanco.

Embolsado individual.

Caja de 25 unidades.

TB063

5,40 €



Gorro recogepelo plegado non-woven

Gorro recogepelo unisex de non-woven (tejido no tejido) blanco.

Plegado.

Bolsa de 100 unidades.

0102070

7,45 €



Bata non-woven

Bata unisex de non-woven (tejido no tejido) blanca, con velcro y sin bolsillos.

Embolsado individual.

0502050

2,65 €



_Rasuradoras

Rasuradoras un solo uso

Rasuradoras de un solo uso.

Con peine y tapa protectora, ofrecen un rasurado muy suave.

Libre de látex.

Inoxidable.

No estéril.

Caja de 100 rasuradoras.

RAS-1	1 hoja - Azul	15,75 €
RAS-2	2 hojas - Verde	16,60 €



Rasuradoras un solo uso **Wilkinson**

Rasuradora Wilkinson de un solo uso de alta calidad, de una hoja, color verde.

Con tapa protectora.

No estéril.

Caja de 100 rasuradoras.

TB035	23,15 €
--------------	---------


_Parafina y accesorios

Parafina rehabilitación

Bloques de parafina para rehabilitación envasados individualmente.

Punto de fusión de 46°C - 50°C.

PL1	1 kg	11,95 €
PL2	2 kg	17,95 €
PL3	5 kg	34,90 €



Bañera calentadora de parafina

Bañera calentadora de parafina de hasta 4 Kg.

Uso recomendado para manos, pies y codos. Dispone de termostato regulador de temperatura. 220V.

No incluye carga de parafina.

TTA0J	116,40 €
--------------	----------



Bandas elásticas

Banda elástica de **silicona** entrenamiento y rehabilitación

Banda elástica MoVeS BAND diseñada para proporcionar ejercicios seguros, fáciles y convenientes para la rehabilitación y entrenamiento deportivo.

La linealidad de cómo evoluciona la fuerza por alargamiento, ofrece la posibilidad de aplicar una amplia gama de ejercicios sin arriesgarse a una lesión, debido a un comportamiento extraño e inesperado del producto.

Libre de látex.

Rollo de 5.5 m.

01120502	Amarillo - Suave	15,80 €
01120503	Rojo - Medio	16,15 €
01120504	Verde - Fuerte	17,80 €
01120505	Azul - Extrafuerte	21,35 €
01120506	Negro - Fuerte especial	23,50 €



_Protección y desinfección

Jabón dermatológico +BO

Jabón líquido muy suave para uso frecuente.

Contiene ingredientes hidratantes.

Fórmula pH 5.5.

TLJ03	500 ml.	2,25 €
TLJ01	1000 ml.	3,55 €



Desinfectante piel sana Cutasept

Desinfectante para la piel sana.

Acción rápida y efecto prolongado.

Excelente tolerancia dérmica.

Aplicación económica mediante atomizador.

TFP02	250 ml.	9,50 €
--------------	---------	--------



Alcohol 70°

Desinfectante de uso tópico general. Alcohol etílico al 70%.

TFP08	1000 ml.	6,35 €
--------------	----------	--------



Desinfectante Oxivir Excel

Desinfectante Oxivir Excel sin alcohol, para superficies duras, no porosas y aparatos terapéuticos que entran en contacto con la piel del paciente / cliente, tales como radiofrecuencia, ultrasonido etc.

Basado en la tecnología de peróxido de hidrógeno acelerado (patente de Diversey), es efectivo frente a múltiples organismos patógenos como bacterias, virus y levaduras. Inocuo en caso de contacto con la piel y compatible con todas las superficies excepto mármol y metales blandos como cobre y latón.

Disponible en formato spray y en toallitas.

100976019	Spray 750 ml.	10,40 €
100984249	Toallitas 100 u.	15,30 €



Mascarillas quirúrgicas Blayco

Mascarilla quirúrgica Blayco de 3 capas, sin fibras de vidrio.

Hipoalergénica y de muy baja resistencia a la respirabilidad.

Tiras adaptables a la nariz y alta capacidad de filtración (>98%)

Ajuste perfecto.

Caja de 50 unidades.

TBB01	2,25 €
--------------	---------------



PEQUEÑO FORMATO




Si quieres fidelizar a tus clientes y que se cuiden en casa como lo hacen en tu centro, nuestra gama de productos de pequeño formato es ideal.

Crema de **calor intenso** OXD

Crema de calor intenso OXD, precompetición, indicada para preparar los músculos antes de hacer un gran esfuerzo o realizar ejercicio físico en condiciones atmosféricas adversas. El calentamiento de los músculos es ideal para evitar lesiones.

T3025	100 ml.	5,90 €
T3002	200 ml.	9,45 €



Gel **frío intenso** OXD

Gel frío intenso OXD, postcompetición, refrescante, tónico y recuperador. Especialmente formulado para lograr una rápida recuperación muscular tras la realización de ejercicio físico. La aplicación de frío es defatigante e ideal para el descanso muscular. Ayuda a evitar la aparición de lesiones.

T3027	100 ml.	5,90 €
T3004	200 ml.	9,45 €

Gel recuperador **árnica + harpago** OXD

Gel recuperador OXD, postcompetición, con extracto de árnica y de harpagofito, para aplicar después del esfuerzo físico. Ideal para reconfortar y recuperar los músculos previniendo y reduciendo el cansancio muscular.

T3028	100 ml.	5,90 €
T3005	200 ml.	9,45 €



Vaselina dermoprotectora OXD

Vaselina dermoprotectora OXD, lubricante y protectora de la piel contra irritaciones y rozaduras. Resulta ideal para utilizar en aquellos deportes en los que puedan producirse irritaciones como consecuencia de fricciones entre la piel u otros elementos externos.

T3007	100 ml.	4,65 €
--------------	---------	--------

Necesar de viaje OXD

Kit deportivo OXD en formato viaje. Con lo indispensable para que el deportista pueda seguir dando lo mejor de sí mismo allá donde vaya. Formato apto para equipaje de mano.

Contenido:

1 x Crema de Calor Intenso 100 ml.

1 x Gel Frío Intenso 100 ml.

2 x Gel Recuperador 100 ml.

1 x Vaselina dermoprotectora 100 ml.

T3035

26,85 €





Expositor productos OXD 100 ml

Expositor para los productos de 100 ml de la gama OXD Sport. Incluye:

- 6 x 100 ml. Crema de calor intenso
- 6 x 100 ml. Gel frío intenso
- 6 x 100 ml. Gel recuperador

T3037

85,00 €

Expositor productos OXD 200 ml

Expositor para los productos de 200 ml de la gama OXD Sport. Incluye:

- 4 x 200 ml. Crema de calor intenso
- 4 x 200 ml. Gel frío intenso
- 4 x 200 ml. Gel recuperador

T3009

102,10 €



CONDICIONES DE ENVÍO

GRATUITOS los envíos a España (España peninsular e Islas Baleares) en pedidos superiores a OCHENTA EUROS (80€) y entrega en 72 horas.

Para pedidos inferiores a 80 € el coste del envío es 9 € (impuestos excluidos).



Telic, SAU
Oficinas centrales y fábrica

Molí d'en Barri, 7
08415 Bigues i Riells
Barcelona – Spain
T. +34 938 656 125
telic@telic.es

Telic, SAU
Delegación comercial y almacén

Rieral de Can Barri, 9 bis
08415 Bigues i Riells
Barcelona – Spain
T. +34 938 656 125
telic@telic.es

www.telic.group
